



**DETECT  
EARLY**



PillCam™ SB 3 カプセル


**Medtronic**

## PillCam™ SB 3 カプセル

PillCam™ SB 3 カプセルは、小腸疾患が既知又は疑われる患者において、小腸疾患の診断を行うために用いられるカプセル内視鏡です。消化管の狭窄が既知または疑われる場合は、PillCam™ パテンシーカプセルを用いて、小腸の開通性確認を行った上でご使用いただけます。



### ■ PillCam™ SB 3 カプセルの撮像画像



| 特性・性能または機能 |  |
|------------|--|
| フレームレート    | PillCam™ レコーダ DR3を使用した場合<br>2または6フレーム/秒<br>フレームレート調整機能(AFR)<br>データレコーダ DR2を使用した場合<br>2フレーム/秒<br>フレームレートは固定 |
| 外径寸法       | 26.2 (長さ) × 11.4 (直径) mm ±10%  |
| 重量         | 3.0g ±10%  |
| 標準作動時間     | 11時間以上   |
| 有効期間       | 外装表示参照   |
| 電氣的定格      |  |
| 定格電圧       | DC 2.7-3.1V  |
| 電池の種類      | 酸化銀ボタン電池 (2個) (無水銀)  |
| 保管条件及び動作条件 |  |
| 保管条件       | 周囲温度: 0~25°C<br>相対湿度: 0~93% (結露なきこと)   |
| 動作条件       | 周囲温度: 20~40°C  |

| 製品番号        | 製品名  |
|-------------|--|
| 9999SB0020  | PillCam™ SB 3 / 5個入パック   |
| 構成          |  |
| FGS-0395-JP | PillCam™ SB 3 カプセル 5パック  |
| SB5CCKA     | 小腸カプセル回収キット<br><ul style="list-style-type: none"> <li>カプセル採取用便器シート3枚×5</li> <li>紙製採取用スプーン3個×5</li> <li>収納用袋 (メタル製) 1枚×5</li> <li>収納袋 (チャック付きビニール製) 1枚×5</li> </ul> |
| 製品番号        | 製品名  |
| 9999PC0100  | PillCam™ パテンシーカプセル 1パック  |

販売名: PillCam SB 3 カプセル内視鏡システム  
販売名: キブパテンシーカプセル内視鏡

医療機器承認番号: 22500BZX00411000  
医療機器承認番号: 22400BZX00106000

※ 仕様・外観については、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# Medtronic

コヴィディエン ジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

[medtronic.co.jp](http://medtronic.co.jp)

ct-ce-sb-sb5  
1801.2000.pry