



COVIDIEN

*positive results for life™*



## LigaSure Advance™ Pistol Grip

### ALL IN ONE, NOT ALL AT ONCE.

LigaSure Advance™ ピistolグリップは、モノポーラ電極とベッセルシーリング機能を兼ね備えた多機能なハンドピースです。

Valleylab™モードによる剥離とLigaSure™テクノロジーによるシーリングのコンビネーションにより、術中の器具入れ替えの回数を低減し効率的で安定したパフォーマンスを実現します。

安定したシールが可能なLigaSureテクノロジーは、200以上の査読された文献により紹介されています。



両開きのあごにより、目的の組織  
へアプローチしやすく、剥離も効  
果的に行えます。

LigaSure™ ティッシュフュージョ  
ンテクノロジーにより、1~7mm  
の血管、リンパ管をシールするこ  
とが可能です。

44cmのシャフト長により、単孔式  
手術や肥満症例における深部組  
織にもアプローチできます。

先端のモノポーラ電極によって、ファイン  
なダイセクション、スポット凝固、そして  
あごを入れるための挿入口の作成を可能  
にします。



絶縁付きのあごにより、周囲への熱拡散  
を低減し、不意の熱損傷を防ぎます。

Valleylab™モードは従来のコアグ  
モードと比べ、焦げの発生、熱の拡  
散、スパークの発生が少なく、低い出  
力設定で効果的な止血・ダイセクシ  
ョンが可能です。

独立したカット機能により、外科医  
の判断でシールのみ、カットのみの  
操作が可能です。

人間工学に基づいたハンドルデザイ  
ンは、様々な手のサイズにも適応し  
ます。

## LigaSure Advance™ ピistolグリップ 製品仕様

シャフト長：	44 cm
シャフト径：	5 mm
シャフトローテーション：	335°
あごの角度：	モノポーラ電極付カーブタイプ
シール長：	18 mm
切離長：	15.5 mm

## オーダーインフォメーション

カタログ番号	商品名	発注単位
LF5544	LigaSure Advance™ ピistolグリップ	1本

LigaSure Advance™ ピistolグリップは  
ソフトウェアバージョン3.2以上の  
ForceTriad™ エネルギープラットフォーム  
のみ接続使用が可能です。  
詳細は弊社営業担当者までご連絡をお願い  
いたします。



COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び "positive results for life" はCovidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
©2012 Covidien.

販売名：ForceTriadエネルギープラットフォーム  
医療機器承認番号：21900BZX00853000  
クラス：III

製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社

サージカルソリューショングループ  
エナジーデバイス事業部

本 社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号  
PHONE (03) 5717-2330 FAX (03) 5717-2331

ct-eb-ls-adpg (01)  
1211.4000.cr.y