



COVIDIEN

positive results for life™

RapidVac™ 排煙システム

RapidVac排煙システムは、サージカルスモークの除去により内視鏡下手術中の視野を向上させ、パフォーマンスを高めます。また、高性能フィルターで手術室の環境を向上させます。

強力な吸引力

RapidVac排煙システムは、当社従来品と比較して最大吸引力を30%向上させました。

簡便性

簡単で判りやすい操作パネル表示で、吸引力とフィルター寿命が容易に認識できます。セットアップやフィルター交換も簡単です。

経済的

フィルターが長寿命で、25時間の駆動が可能です。プレフィルターやアダプターは不要となり、コスト削減に貢献します。

高性能フィルター

4層構造の高性能一体型ULPAフィルターは、長寿命で3種類のチューブ径に対応しています。フィルター付属のRFIDタグで残り寿命を自動認識します。0.12ミクロンの粒子に対し、99.9995%の濾過効果を実現しています。

静音設計

RapidVac排煙装置は当社従来品と比べて音が静かです。



RapidVac排煙システム

RapidVac排煙システムは、ForceTriad™エネルギープラットフォームやForce FX™シリーズの電気手術器、Force EZ™と連動して使用できます。別売りのアクセサリにより、RapidVacは他の電気手術器との連動も可能です。

RapidVac™ スモークエヴァキュエーター 製品仕様

本体のサイズ・重量	幅 35.6cm、奥行 22.2cm、高さ 20.3cm、重量 9.1kg
フィルター性能	UPLAフィルター：0.12ミクロンで99.9995%有効、プレフィルター：0.3ミクロンの濾過作用
電気	作動電圧：100V AC (50/60Hz)
互換性のあるカート	FT900カート(メイン、上段、下段)、UC8009ユニバーサルカート、UC8013サスペンドシェルフ
規格	UL、CE、cUL

オーダーインフォメーション

カタログ番号	内容	発注単位	クラス
本体及びアクセサリ			
SE3690	RapidVac™スモークエヴァキュエーター	1台	—
SEA3730	インターリンクケーブル、ForceTriad™との接続用	1本	—
SEA3741	リモートスイッチアクティベーター(全ての電気メスの接続用)	1個	—
SEA3745	スモークフットスイッチ、3mコード	1個	—

チューブ及びフィルター

SEA3700	3ポート付フィルター	2個/箱	—
SEA3705	開腹手術用1/4チューブ 0.635cm径 × 3m長	10本/箱	I
SEA3710	開腹手術用3/8チューブ 1cm径 × 3m長	10本/箱	I
SEA3715	開腹手術用7/8チューブ 2.2cm径 × 3m長	12本/箱	I
SEA3720	内視鏡手術用チューブ バルブ付	12本/箱	I

販売名：RapidVac™アクセサリ 医療機器届出番号：13B1X00069VL001A

AccuVac 排煙用アタッチメント

E2350HS*	Edge™コーティングブレード付ペンシル、ロッカースイッチ、排煙アタッチメント及びホルスター付	25本/箱	II
E2450HS*	Edge™コーティングブレード付ペンシル、ボタンスイッチ、排煙アタッチメント及びホルスター付	25本/箱	II
E3590*	AccuVac排煙用アタッチメント	25本/箱	II

*SEA3710と組み合わせて使用

E2350HS, E2450HS 販売名：電気メス用電極(滅菌) 医療機器承認番号：20900BZG00030000
E3590 販売名：フォース電気手術器 医療機器認証番号：221AABZX00018000



COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び“positive results for life”はCovidien AGの商標です。
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
©2015 Covidien.

お問い合わせ先

コヴィディエン ジャパン株式会社

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号
PHONE (03) 5717-1240 FAX (03) 5717-1249

ct-eb-se-rapv (04)
1502.2000.cr.y