



COVIDIEN


positive results for life™

Novafil™


Monofilament Polybutester suture



- しなやかさと強度をあわせ持っています。
- 術中においては撥水性を示すため、使用感を一定に保ちます。
- 生体内での劣化が極めて少なく、長期にわたる創部の保持を可能にします。
- 伸展性に優れ安定した結節ができます。



- 形成外科用には、切れ味を増したコスメティック逆三角針が装着してあります。



Novafil™ Information

- 糸の太さ
7-0～3-0 U.S.P.
- 色：青
- 針つき縫合糸
逆三角針
カッティングシャープ針
カッティングシャープ針(スリム針)
ダーマックス™針



ご使用に際しては、
添付文書を必ず
お読み下さい。



再使用はできません。



※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。
許可なく本カタログの内容の一部または全部の複製、転載を禁じます。

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び
"positive results for life"はCovidien AGの商標です。
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
© 2010 Covidien.

販売名：ノバフィル
医療機器承認番号：16100BZY00287000

製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社
サージカルデバイス事業部

本 社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

東日本 TEL：0120-58-2294

西日本 TEL：0120-54-2356

FAX：03-5717-1249