



COVIDIEN

positive results for life™

SILS™ ステッチ

SILS™ Stitch
Articulating Suturing Device

[SUTURING MADE
EASIER AT ANY ANGLE]



Benefits	Features	Differenciation
高い可動性	<ul style="list-style-type: none"> 最大75°の屈曲 360°チップ ローテーション 	屈曲・ローテーションする自動縫合結紮器です。
より正確な縫合	<ul style="list-style-type: none"> 最大75°の屈曲 360°チップ ローテーション 	幅広い部位、アングルでより正確な縫合が可能です。
狭い部位での縫合	<ul style="list-style-type: none"> 最大75°の屈曲 360°チップ ローテーション 縫合部から屈曲部位まで約6cm 	骨盤腔内など、狭いスペースでの縫合、解剖的に難易度の高い部位での縫合を容易にします。
視野の確保	<ul style="list-style-type: none"> 最大75°の屈曲 360°チップ ローテーション 	SILS症例でのトライアングレーションを確立し、良好な視野の元での縫合操作を行うことが可能です。
長さ・距離の計測	<ul style="list-style-type: none"> シャフト上のcm表記 	縫合糸の長さを必要な長さに容易に計測可能です。 操作時には腹腔内組織や距離の計測にも使用頂けます。
幅広い術式への適応	<ul style="list-style-type: none"> 最大75°の屈曲 360°チップ ローテーション 長いシャフト (エンドステッチ™より5cm長い) 	SILS症例でのトライアングレーションの確保、腹腔鏡手術における難易度の高いアングルでの縫合を容易にします。 肥満患者、SILS症例でも容易に縫合部位へアクセス可能です。

注文No.	商品名
SILSSTITCH	SILS™ ステッチ

※全てのエンドステッチカートリッジを接続してご使用頂けます。
※添付文書を熟読の上、ご使用下さい。

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び
"positive results for life"はCovidien AGの商標です。
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
©2010 Covidien,

販売名：エンドステッチ
医療機器承認番号：22100BZX00110000
クラス：II



製造販売元 **コヴィディエン ジャパン株式会社**

本 社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2
東 京 (03)5717-1241 F A X (03)5717-1249
札 幌 (011)251-7373 大 阪 (06)6455-8912
仙 台 (022)213-0550 中 四 国 (03)5717-1723
名古屋 (052)704-1651 福 岡 (092)263-4700

ct-as-hi-sils(01)
1004.4000.es.y