







# タイクロン™ サージダック™

- 優れた抗張強度を有します。
- 不活性であるため劣化が少なく、長期間にわたり強度を維持します。又、組織反応も軽微です。
- 心臓血管外科用ラインナップには、専用のCardiopoint™針を装着しています。
- 特殊なコーティングにより、深い部位へのノットの送り込みがスムーズです。(タイクロン)
- バルブ用には青と白の二色の糸がセットされたタイプもご用意しました。
- 眼科用ラインナップには切れ味と強度を両立したサージャロイ™針を装着しています。



Ti·cron™ Information		● 針つき縫合糸 丸針 逆三角針 テーパーカッティング針 プロテクトポイント針 プレミアムポイントヘラ型針	● プレジェクト付  ● 針なし縫合糸 プレカット切糸 巻糸	 ご使用に際しては、 添付文書を必ず お読み下さい。
● 糸の太さ：8-0～5 U.S.P.	● 色：青、白			
Surgidac™ Information		● 針つき縫合糸 ダイヤモンドカットヘラ型針 プレミアムポイントヘラ型針		 再使用はできません。
● 糸の太さ：6-0～0 U.S.P.	● 色：緑/白			

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び  
“positive results for life”はCovidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
© 2010 Covidien.

販売名：タイクロン  
医療機器承認番号：20500BZY00342A01  
販売名：サージダック  
医療機器承認番号：20500BZY00342000



※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。  
許可なく本カタログの内容の一部または全部の複製、転載を禁じます。

製造販売元  
コヴィディエン ジャパン株式会社  
サージカルデバイス事業部

本 社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2  
東日本 TEL：0120-58-2294  
西日本 TEL：0120-54-2356  
FAX：03-5717-1249