



COVIDIEN

positive results for life™




Surgipro™ Mesh



サージプロ™メッシュ

ヘルニアおよび筋膜(靭帯)損傷の修復・補強に。

- 繊維組織がメッシュを通して形成されます。
- 再現性に優れ、展開が容易です。
- トリミングしても断端がほつれません。
- 透過性に優れているためメッシュの上から組織が確認できます。



注文No.	商 品 名	1箱入り数
SPM35W	サージプロ™ マルチフィラメント 8cm×13cm	3
SPMM35	サージプロ™ モノフィラメント 8cm×13cm	3
SPMM66	サージプロ™ モノフィラメント 15cm×15cm	3

<h3>Surgipro™ Mesh Information</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● 保険適用：サージプロメッシュは特定保険医療材料として算定できます。 ● 分 野：組織代用人工繊維布 ● 機能区分：ヘルニア修復・胸壁補強用・一般 	 <p>ご使用に際しては、 添付文書を必ず お読み下さい。</p>	 <p>再使用はできません。</p>
--	--	---



※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。
許可なく本カタログの内容の一部または全部の複製、転載を禁じます。

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び
“positive results for life”はCovidien AGの商標です。
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
© 2009 Covidien

販売名：サージプロメッシュ
医療機器承認番号：20800BZY00005000

製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社

サージカルデバイス事業部

本 社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

東日本 TEL：0120-58-2294

西日本 TEL：0120-54-2356

FAX：03-5717-1249