

自主改修のお知らせ

(成人用人工呼吸器)

平成 22 年 6 月 28 日

平成 22 年 7 月 8 日訂正 (*)

医療機器改修の概要

(クラス II)

1. 一般名及び販売名

一般的名称：成人用人工呼吸器

販売名：ベンチレータ 840

2. 対象ロット、数量及び出荷時期 (*)

3510010053、3510010054、3510010055、3510010058、3510010059
3510010060、3510010061、3510010062、3510010063、3510010064
3510010065、3510010066、3510010067、3510010069、3510010070
3510010071、3510010072、3510010073、3510010076、3510010077
3510010078、3510010079、3510010080、3510010081、3510010082
3510010083、3510010084、3510010138、3510010139、3510010140
3510010141、3510010142、3510010143、3510010145、3510010146
3510010147、3510010148、3510010149、3510010150、3510010152
3510010292、3510010321、3510010356、3510010358、3510010359
3510010361、3510010788、3510010789、3510010790、3510010791
3510010792、3510010793、3510010795、3510010796、3510010797
3510010798、3510010799、3510010801、3510010802、3510010803
3510010804、3510010805、3510010806、3510010807、3510010945
3510010948、3510010949、3510010950、3510010951、3510010952
3510010953、3510010954、3510010989、3510011226、3510011227
3510011229、3510011279、3510011282、3510011500、3510011502
3510011503、3510011504、3510011506、3510011510、3510011511
3510011512、3510011513、3510011748、3510011749、3510011750
3510011751、3510011752、3510011762、3510011763、3510011764
3510011765、3510011766、3510011767、3510011768、3510011769
3510011770、3510011771、3510011772、3510011773、3510011774
3510011775、3510011776、3510011806、3510011825、3510011826
3510011827、3510011828、3510011829、3510011830、3510011832
3510011833、3510011834、3510011909、3510012041、3510012042
3510012043、3510012044、3510012045、3510012046、3510012047
3510012049、3510012050、3510012276、3510012280、3510012281
3510012284、3510012285、3510012286、3510012287、3510012288
3510012289、3510012291、3510012295、3510012299、3510012307
3510012460、3510012461、3510012462、3510012463、3510012464

3510012465、3510012466、3510012467、3510012470、3510012471
3510012472、3510012473、3510012474、3510012475、3510012476
3510012477、3510012478、3510012479、3510012623、3510012624
3510012625、3510012626、3510012627、3510012628、3510012629
3510012630、3510012632、3510012798、3510012799、3510012800
3510012801、3510012802、3510012803、3510012804、3510012805
3510012806、3510012807、3510012818、3510012819、3510012820
3510012821、3510012822、3510012823、3510012824、3510012832
3510020073、3510020074、3510020075、3510020076、3510020077
3510020078、3510020079、3510020080、3510020081、3510020082
3510020083、3510020084、3510020085、3510020086、3510020087
3510020088、3510020089、3510020090、3510020091、3510020092
3510020093、3510020094、3510020095、3510020096、3510020097
3510020342、3510020345、3510020346、3510020347、3510020348
3510020349、3510020350、3510020351、3510020352、3510020353
3510020354、3510020355、3510020356、3510020357、3510020358
3510020359、3510020360、3510020361、3510020362、3510020363
3510020505、3510020615、3510020616、3510020617、3510020618
3510020619、3510020620、3510020621、3510020622、3510020623
3510020624、3510020626、3510020627、3510020628、3510020629
3510020630、3510020631、3510020632、3510020634、3510020635
3510020636、3510020637、3510020639、3510020934、3510020935
3510020936、3510020937、3510020938、3510020939、3510020940
3510020941、3510020942、3510020943、3510020944、3510020945
3510020946、3510020947、3510020948、3510020949、3510021162
3510021163、3510021164、3510021165、3510021166、3510021167
3510021168、3510021169、3510021170、3510021171、3510021172
3510021173、3510021417、3510021418、3510021420、3510021421
3510021813、3510021823、3510021824、3510022540、3510022618
3510022619、3510022620、3510022621、3510022622、3510022623
3510022624、3510022625、3510022626、3510022627、3510022628
3510022629、3510022630、3510022631、3510022632、3510022633
3510022634、3510022635、3510022636、3510022637、3510022969
3510022970、3510030002、3510030003、3510030004、3510030005
3510030006、3510030007、3510030008、3510030010、3510030011
3510030012、3510030013、3510030014、3510030015、3510030016
3510030017、3510030018、3510030019、3510030020、3510030021
3510030022、3510030023、3510030080、3510030107、3510030108
3510030109、3510030110、3510030111、3510030112、3510030113
3510030114、3510030115、3510030116、3510030117、3510030118
3510030119、3510030120、3510030121、3510030122、3510030124
3510030125、3510030126、3510030310、3510030311、3510030312
3510030313、3510030314、3510030315、3510030316、3510030317
3510030318、3510030319、3510030499、3510030500、3510030501
3510030502、3510030504、3510030505、3510030506、3510030507

3510030508、3510030509、3510030510、3510030511、3510030512
3510030513、3510030514、3510030515、3510030516、3510030517
3510030518、3510030519、3510030520、3510030521、3510030522
3510030523、3510030524、3510030525、3510030526、3510030527
3510030528、3510030529、3510030530、3510030531、3510030532
3510030533、3510030534、3510030535、3510030536、3510030537
3510030539、3510030540、3510030541、3510030542、3510030696
3510030699、3510030700、3510030703、3510030708、3510030816
3510030901、3510030902、3510030903、3510030904、3510030905
3510030906、3510030907、3510030908、3510030909、3510030910
3510031039、3510031040、3510031041、3510031042、3510031043
3510031044、3510031045、3510031047、3510031048、3510031458
3510031484、3510031489、3510031490、3510031494、3510031497
3510031503、3510031504、3510031525、3510031526、3510031527
3510031528、3510031529、3510031530、3510031531、3510031532
3510031534、3510031630、3510031631、3510031636、3510031637
3510031646、3510031647、3510031661、3510031720、3510031721
3510031723、3510031725、3510031726、3510031727、3510031728
3510031729、3510031731、3510031732、3510031733、3510031735
3510031953、3510031954、3510031955、3510031956、3510031957
3510031958、3510031959、3510031960、3510031961、3510031962
3510031963、3510031964、3510031965、3510031966、3510031967
3510031968、3510031969、3510031970、3510031971、3510031972
3510031973、3510031974、3510031975、3510031976、3510031977
3510031978、3510031979、3510031981、3510031982、3510031983
3510032090、3510032094、3510032097、3510032122、3510032125
3510032241、3510032242、3510032243、3510032244、3510032245
3510032246、3510032247、3510032248、3510032249、3510032250
3510032251、3510032252、3510032253、3510032254、3510032255
3510032256、3510032257、3510032278、3510032279、3510032280
3510032281、3510032282、3510032283、3510032285、3510032286
3510032848、3510032849、3510032850、3510032851、3510032852
3510032853、3510032854、3510032855、3510032856、3510032857
3510032858、3510032859、3510032860、3510032861、3510032862
3510032863、3510032864、3510032865、3510032866、3510032867
3510032868、3510032869、3510032870、3510032871、3510032872
3510032873、3510032874、3510032875、3510032876、3510032877
3510032878、3510032879、3510032880、3510032881、3510032882
3510032883、3510032884、3510032886、3510032887、3510032888
3510033113、3510033114、3510033116、3510033117、3510033118
3510033120、3510033184、3510033185、3510033187、3510033188
3510033189、3510033190、3510033193、3510033196、3510033197
3510033198、3510033202、3510033207、3510033209、3510033210
3510033213、3510033299、3510033528、3510033529、3510033530
3510033531、3510033532、3510033533、3510033534、3510033535

3510033536、3510033537、3510033538、3510033539、3510033540
3510033541、3510033542、3510033543、3510033544、3510033545
3510033546、3510033547、3510033548、3510033549、3510033550
3510033551、3510033552、3510033553、3510033554、3510033555
3510033556、3510033557、3510033558、3510033559、3510033560
3510033561、3510033562、3510033621、3510033622、3510033623
3510033624、3510033625、3510033626、3510033627、3510033628
3510033629、3510033630、3510033631、3510033634、3510033635
3510033639、3510033640、3510033641、3510033642、3510034015
3510040041、3510040201、3510040202、3510040203、3510040204
3510040205、3510040206、3510040207、3510040208、3510040251
3510040252、3510040253、3510040254、3510040255、3510040292
3510040536、3510040538、3510040539、3510040540、3510040542
3510040545、3510040546、3510040547、3510040548、3510040549
3510040550、3510040812、3510040814、3510040817、3510040818
3510040819、3510040820、3510040821、3510040823、3510040824
3510040826、3510040832、3510040834、3510040836、3510040841
3510040846、3510040850、3510040852、3510040854、3510040855
3510040856、3510041152、3510041153、3510041154、3510041155
3510041156、3510041157、3510041158、3510041159、3510041421
3510041445、3510041447、3510041453、3510041458、3510041463
3510041465、3510041468、3510041469、3510041470、3510041471
3510041472、3510041628、3510041630、3510041631、3510041632
3510041633、3510041634、3510041635、3510041636、3510041637
3510041638、3510041642、3510042079、3510042080、3510042081
3510042082、3510042083、3510042084、3510042093、3510042095
3510042097、3510042098、3510042099、3510042100、3510042101
3510042103、3510042104、3510042105、3510042379、3510042381
3510042382、3510042383、3510042384、3510042385、3510042386
3510042387、3510042388、3510042389、3510042390、3510042404
3510042513、3510042514、3510042515、3510042516、3510042517
3510042518、3510042537、3510042538、3510042541、3510042543
3510042545、3510042569、3510042570、3510042571、3510042572
3510042596、3510042597、3510042598、3510042599、3510042600
3510042601、3510042602、3510042603、3510042604、3510042605
3510042618、3510042619、3510042620、3510042798、3510042801
3510042811、3510042812、3510042813、3510042815、3510042816
3510042818、3510042819、3510042820、3510042821、3510042822
3510042823、3510042824、3510042826、3510042827、3510042828
3510042829、3510042830、3510042831、3510042832、3510042834
3510042835、3510042836、3510042837、3510042841、3510042842
3510042843、3510042844、3510042845、3510042846、3510042847
3510042848、3510042849、3510042850、3510042851、3510042852
3510042854、3510042855、3510042856、3510042857、3510042858
3510042860、3510042861、3510042862、3510042863、3510042864

3510042865、 3510043745、 3510043746、 3510043748、 3510043749
3510043750、 3510043751、 3510043752、 3510043753、 3510043754
3510043755、 3510043757、 3510043758、 3510043760、 3510043761
3510043762、 3510043763、 3510043764、 3510043765、 3510043766
3510043767、 3510043768、 3510043769、 3510043770、 3510043771
3510043772、 3510043774、 3510043775、 3510043776、 3510043777
3510043778、 3510043779、 3510043782、 3510043783、 3510043784
3510043785、 3510043786、 3510043787、 3510043860、 3510044355
3510044426、 3510044428、 3510044429、 3510044430、 3510044432
3510044433、 3510044434、 3510044435、 3510044436、 3510044437
3510044438、 3510044440、 3510044444、 3510044445、 3510044447
3510044448、 3510044449、 3510044450、 3510044451、 3510044452
3510044453、 3510044455、 3510044456、 3510044457、 3510044489
3510044490、 3510044492、 3510044493、 3510044494、 3510044497
3510044499、 3510044515、 3510044517、 3510044533、 3510044543
3510044549、 3510044552、 3510044556、 3510044650、 3510044977
3510044982、 3510044984、 3510044985、 3510044991、 3510044995
3510045000、 3510045004、 3510045008、 3510045009、 3510050189
3510050190、 3510050191、 3510050192、 3510050193、 3510050194
3510050195、 3510050196、 3510050197、 3510050198、 3510050199
3510050200、 3510050201、 3510050202、 3510050203、 3510050204
3510050205、 3510050206、 3510050207、 3510050208、 3510050209
3510050210、 3510050211、 3510050212、 3510050213、 3510050214
3510050215、 3510050216、 3510050217、 3510050218、 3510050219
3510050220、 3510050221、 3510050222、 3510050223、 3510050224
3510050225、 3510050226、 3510050227、 3510050228、 3510050229
3510050230、 3510050231、 3510050232、 3510050233、 3510050234
3510050235、 3510050236、 3510050253、 3510050254、 3510050320
3510050322、 3510050331、 3510050332、 3510050333、 3510050334
3510050336、 3510050337、 3510050338、 3510050341、 3510050342
3510050343、 3510050344、 3510050345、 3510050347、 3510050348
3510050349、 3510050350、 3510050352、 3510050356、 3510050357
3510050359、 3510050360、 3510050362、 3510050363、 3510050364
3510050365、 3510050368、 3510050369、 3510050371、 3510050378
3510050600、 3510050871、 3510050916、 3510050917、 3510050918
3510050919、 3510050920、 3510050921、 3510050922、 3510050924
3510050926、 3510050927、 3510050928、 3510050929、 3510050930
3510050931、 3510050932、 3510050933、 3510050934、 3510050935
3510050936、 3510050937、 3510050939、 3510050941、 3510050943
3510051130、 3510051180、 3510051181、 3510051182、 3510051183
3510051184、 3510051185、 3510051187、 3510051188、 3510051190
3510051191、 3510051192、 3510051193、 3510051194、 3510051195
3510051196、 3510051198、 3510051199、 3510051200、 3510051201
3510051203、 3510051205、 3510051206、 3510051207、 3510051208
3510051209、 3510051214、 3510051215、 3510051216、 3510051217

3510051220、3510051221、3510051224、3510051226、3510051232
3510051233、3510051234、3510051236、3510051237、3510051238
3510051241、3510051246、3510051247、3510051249、3510051250
3510051251、3510051252、3510051253、3510051255、3510051256
3510051257、3510051270、3510051278、3510051280、3510051288
3510051289、3510051290、3510051291、3510051292、3510051294
3510051297、3510051298、3510051303、3510051304、3510051305
3510051678、3510051734、3510051735、3510051736、3510051737
3510051738、3510051739、3510051740、3510051741、3510051742
3510051743、3510051744、3510051745、3510051746、3510051747
3510051748、3510051750、3510051751、3510051754、3510051756
3510051757、3510051758、3510051759、3510051760、3510051761
3510051765、3510051766、3510051768、3510051769、3510051772
3510051773、3510051774、3510051775、3510051776、3510051777
3510051778、3510051779、3510051780、3510051781、3510051782
3510051783、3510051826、3510051829、3510051830、3510051831
3510051832、3510051833、3510051834、3510051835、3510052213
3510052214、3510052215、3510052216、3510052217、3510052218
3510052220、3510052221、3510052222、3510052223、3510052224
3510052226、3510052227、3510052228、3510052229、3510052230
3510052231、3510052232、3510052233、3510052234、3510053653
3510053661、3510053662、3510053663、3510053664、3510053665
3510053667、3510053668、3510053670、3510053671、3510053672
3510053673、3510053674、3510053678、3510053679、3510053680
3510053805、3510053816、3510053819、3510053820、3510053821
3510053822、3510053823、3510053824、3510053825、3510053826
3510053827、3510053828、3510053829、3510053831、3510053832
3510053833、3510053834、3510053835、3510053837、3510053838
3510053839、3510053840、3510053842、3510053843、3510053845
3510053846、3510053848、3510053849、3510053851、3510053853
3510053854、3510053855、3510053856、3510053859、3510053860
3510053861、3510053927、3510053929、3510053930、3510053931
3510053938、3510053939、3510053940、3510053941、3510053942
3510053943、3510053944、3510053945、3510053947、3510053949
3510053950、3510053951、3510053952、3510053953、3510053954
3510053959、3510053960、3510053963、3510053964、3510053965
3510053974、3510053976、3510053977、3510053978、3510053979
3510053980、3510053981、3510053982、3510053983、3510053984
3510053985、3510053986、3510053987、3510054027、3510054028
3510054029、3510054031、3510054033、3510054034、3510054035
3510054036、3510054114、3510054161、3510054163、3510054164
3510054165、3510054166、3510054167、3510054168、3510054169
3510054170、3510054171、3510054172、3510054176、3510054177
3510054178、3510054179、3510054180、3510054181、3510054182
3510054183、3510054184、3510054185、3510054186、3510054188

3510054189、3510054190、3510054191、3510054192、3510054226
3510054228、3510054229、3510054230、3510054231、3510054243
3510054246、3510054247、3510054249、3510054250、3510054251
3510054252、3510054257、3510054320、3510054321、3510054322
3510054443、3510054444、3510054445、3510054446、3510054447
3510054466、3510054467、3510054468、3510054469、3510054470
3510054554、3510054555、3510054556、3510054557、3510054559
3510054560、3510060002、3510060003、3510060004、3510060005
3510060006、3510060007、3510060009、3510060010、3510060011
3510060012、3510060013、3510060014、3510060015、3510060016
3510060017、3510060018、3510060019、3510060032、3510060033
3510060034、3510060035、3510060037、3510060038、3510060039
3510060040、3510060041、3510060043、3510060044、3510060045
3510060046、3510060054、3510060056、3510060327、3510060339
3510060409、3510060410、3510060411、3510060412、3510060413
3510060414、3510060415、3510060416、3510060417、3510060418
3510060419、3510060420、3510060421、3510060423、3510060424
3510060425、3510060426、3510060427、3510060428、3510060429
3510060430、3510060431、3510060432、3510060433、3510060434
3510060435、3510060477、3510060478、3510060479、3510060480
3510060481、3510060482、3510060483、3510060484、3510060485
3510060486、3510060487、3510060488、3510060496、3510060497
3510060498、3510060499、3510060500、3510060501、3510060502
3510060503、3510060504、3510060607、3510060608、3510060609
3510060610、3510060611、3510060612、3510060613、3510060614
3510060615、3510060616、3510060617、3510060618、3510060619
3510060620、3510060621、3510060622、3510060623、3510060624
3510060642、3510060643、3510060644、3510060645、3510060646
3510060647、3510060648、3510060649、3510060650、3510060651
3510060652、3510060653、3510060746、3510060748、3510060749
3510060751、3510060752、3510060753、3510060754、3510060755
3510060756、3510060757、3510060758、3510060759、3510060760
3510060761、3510060762、3510060763、3510060764、3510060765
3510060766、3510060767、3510060768、3510060769、3510060770
3510060771、3510060772、3510060773、3510060774、3510060775
3510060776、3510060777、3510060778、3510060779、3510060780
3510060781、3510060782、3510060783、3510060785、3510060786
3510060787、3510060788、3510060789、3510060790、3510060791
3510060792、3510060793、3510060794、3510060795、3510060796
3510060797、3510060798、3510060799、3510060800、3510060801
3510060802、3510060803、3510060804、3510060805、3510060806
3510060807、3510060808、3510060809、3510060810、3510060811
3510060812、3510060813、3510060814、3510060815、3510060816
3510060817、3510060818、3510060819、3510060820、3510060821
3510060822、3510060823、3510060890、3510060891、3510060892

3510060893、 3510060894、 3510060895、 3510060896、 3510060897
3510060898、 3510060899、 3510060900、 3510060901、 3510060902
3510060903、 3510060904、 3510060905、 3510060964、 3510060965
3510060966、 3510060967、 3510060968、 3510060969、 3510060970
3510060971、 3510060972、 3510060973、 3510060974、 3510060976
3510060977、 3510060978、 3510060979、 3510060980、 3510060981
3510060982、 3510060983、 3510060984、 3510060985、 3510060986
3510060987、 3510060988、 3510060989、 3510061100、 3510061101
3510061102、 3510061103、 3510061104、 3510061105、 3510061309
3510061310、 3510061311、 3510061312、 3510061313、 3510061314
3510061315、 3510061316、 3510061317、 3510061318、 3510061319
3510061320、 3510061321、 3510061322、 3510061323、 3510061324
3510061325、 3510061326、 3510061327、 3510061328、 3510061329
3510061330、 3510061331、 3510061332、 3510061333、 3510061334
3510061335、 3510061336、 3510061337、 3510061338、 3510061339
3510061340、 3510061418、 3510061419、 3510061420、 3510061421
3510061439、 3510061440、 3510061441、 3510061442、 3510061443
3510061444、 3510061445、 3510061446、 3510061447、 3510061448
3510061449、 3510061450、 3510061451、 3510061452、 3510061453
3510061454、 3510061455、 3510061456、 3510061457、 3510061458
3510061459、 3510061460、 3510061461、 3510061463、 3510061565
3510061566、 3510061567、 3510061568、 3510061569、 3510061570
3510061571、 3510061572、 3510061573、 3510061574、 3510061575
3510061576、 3510061577、 3510061578、 3510061579、 3510061583
3510061702、 3510061703、 3510061704、 3510061705、 3510061706
3510061707、 3510061708、 3510061709、 3510061710、 3510061711
3510061712、 3510061713、 3510061714、 3510061715、 3510061716
3510061717、 3510061718、 3510061719、 3510061720、 3510061721
3510061722、 3510061723、 3510061724、 3510061725、 3510061851
3510061852、 3510061853、 3510061854、 3510061855、 3510061856
3510061857、 3510061858、 3510061859、 3510061860、 3510061861
3510061862、 3510061863、 3510061864、 3510061865、 3510061866
3510061867、 3510061868、 3510061869、 3510061870、 3510061871
3510061872、 3510061873、 3510061874、 3510061875、 3510061876
3510061877、 3510061878、 3510061879、 3510061880、 3510061916
3510061917、 3510061918、 3510061919、 3510061920、 3510061921
3510061922、 3510061923、 3510061924、 3510061925、 3510061926
3510061927、 3510061928、 3510061929、 3510061930、 3510061931
3510061932、 3510061933、 3510061934、 3510061935、 3510061936
3510061937、 3510061938、 3510061939、 3510061940、 3510061941
3510061942、 3510061943、 3510061944、 3510061945、 3510061946
3510061969、 3510062015、 3510062016、 3510062017、 3510062018
3510062019、 3510062020、 3510062021、 3510062022、 3510062023
3510062024、 3510062025、 3510062026、 3510062027、 3510062028
3510062029、 3510062030、 3510062031、 3510062032、 3510062033

3510062034、3510062035、3510062036、3510062037、3510062038
3510062039、3510062040、3510062041、3510062042、3510062043
3510062044、3510062045、3510062046、3510062047、3510062048
3510062049、3510062050、3510062136、3510062137、3510062138
3510062139、3510062140、3510062141、3510062142、3510062143
3510062144、3510062145、3510062146、3510062147、3510062148
3510062149、3510062150、3510062151、3510062152、3510062153
3510062154、3510062158、3510062163、3510062164、3510062165
3510062167、3510062168、3510062169、3510062170、3510062171
3510062172、3510062173、3510062174、3510062175、3510062176
3510064852、3510064853、3510064854、3510064855、3510064856
3510064857、3510064858、3510064859、3510064860、3510064861
3510064862、3510064864、3510064865、3510064866、3510064867
3510064868、3510064869、3510064870、3510064871、3510064898
3510072415、3510072416、3510072417、3510072418、3510072422
3510072428、3510072429、3510072430、3510072431、3510072432
3510072433、3510072434、3510072435、3510072436、3510072437
3510072438、3510072439、3510072477、3510072491、3510072511
3510072512、3510072513、3510072514、3510072516、3510072519
3510072612、3510072613、3510072620、3510072621、3510072624
3510072734、3510072735、3510072739、3510072742、3510072744
3510072746、3510072747、3510072750、3510072751、3510072754
3510072756、3510072757、3510072763、3510072801、3510072802
3510072814、3510072817、3510072818、3510072819、3510072820
3510072821、3510072822、3510072823、3510072824、3510072825
3510072828、3510072829、3510072830、3510072838、3510072839
3510072840、3510073123、3510073128、3510073206、3510073207
3510073208、3510073215、3510073216、3510073217、3510073218
3510073219、3510073220、3510073221、3510073222、3510073224
3510073225、3510073228、3510073229、3510073230、3510073231
3510073232、3510073239、3510073278、3510073407、3510073411
3510073412、3510073414、3510073415、3510073416、3510073417
3510073452、3510073453、3510073455、3510073457、3510073458
3510073459、3510073473、3510073518、3510073530、3510073703
3510073704、3510073705、3510073706、3510073709、3510073710
3510073961、3510073990、3510074006、3510074023、3510074040
3510074047、3510074049、3510074079、3510074080、3510074081
3510074083、3510074084、3510074089、3510074090、3510074091
3510074092、3510074093、3510074094、3510074095、3510074099
3510074100、3510074101、3510074102、3510074103、3510074104
3510074105、3510074106、3510074107、3510074108、3510074109
3510074110、3510074111、3510074112、3510074113、3510074114
3510074115、3510074116、3510074117、3510074118、3510074119
3510074120、3510074121、3510074122、3510074123、3510074124
3510074130、3510074142、3510074144、3510074146、3510074147

3510074148、 3510074149、 3510074150、 3510074151、 3510074153
3510074154、 3510074155、 3510074158、 3510074180、 3510074206
3510074215、 3510074222、 3510074270、 3510074271、 3510074272
3510074277、 3510074282、 3510074283、 3510074284、 3510074285
3510074286、 3510074289、 3510074292、 3510074293、 3510074294
3510074295、 3510074472、 3510074473、 3510074474、 3510074475
3510074476、 3510074477、 3510074478、 3510074479、 3510074480
3510074481、 3510074482、 3510074483、 3510074484、 3510074485
3510074486、 3510074487、 3510074488、 3510074489、 3510074490
3510074491、 3510074492、 3510074493、 3510074494、 3510074495
3510074496、 3510074497、 3510074498、 3510074501、 3510074502
3510074503、 3510074504、 3510074505、 3510074506、 3510074507
3510074508、 3510074509、 3510074827、 3510074831、 3510074832
3510074833、 3510074834、 3510074835、 3510074836、 3510074837
3510074838、 3510074839、 3510074840、 3510074841、 3510074874
3510074910、 3510074942、 3510074949、 3510074950、 3510074956
3510074957、 3510074961、 3510074963、 3510074964、 3510074965
3510075101、 3510075102、 3510075106、 3510075107、 3510075111
3510075116、 3510075121、 3510075217、 3510075218、 3510075219
3510075220、 3510075222、 3510075223、 3510075224、 3510075225
3510075226、 3510075264、 3510075265、 3510075271、 3510075345
3510075346、 3510075347、 3510075348、 3510075349、 3510075350
3510075351、 3510075352、 3510075353、 3510075354、 3510075355
3510075356、 3510075357、 3510075358、 3510075359、 3510075360
3510075361、 3510075362、 3510075363、 3510075364、 3510080064
3510080065、 3510080067、 3510080068、 3510080069、 3510080070
3510080071、 3510080072、 3510080073、 3510080075、 3510080076
3510080077、 3510080078、 3510080080、 3510080081、 3510080082
3510080083、 3510080084、 3510080085、 3510080086、 3510080092
3510080361、 3510080363、 3510080364、 3510080365、 3510080366
3510080367、 3510080368、 3510080369、 3510080371、 3510080372
3510080373、 3510080374、 3510080375、 3510080376、 3510080377
3510080378、 3510080379、 3510080380、 3510080381、 3510080382
3510080383、 3510080384、 3510080385、 3510080432、 3510080485
3510080486、 3510080487、 3510080488、 3510080511、 3510080512
3510080539、 3510080542、 3510080543、 3510080544、 3510080546
3510080548、 3510080551、 3510080558、 3510080559、 3510080562
3510080563、 3510080564、 3510080565、 3510080566、 3510080567
3510080568、 3510080569、 3510080570、 3510080571、 3510080612
3510080613、 3510080614、 3510080630、 3510080631、 3510080632
3510080649、 3510080651、 3510080652、 3510080663、 3510080664
3510080665、 3510080686、 3510080688、 3510080693、 3510080694
3510080698、 3510080712、 3510080713、 3510080714、 3510080718
3510080729、 3510080736、 3510080737、 3510080767、 3510080769
3510080771、 3510080772、 3510080773、 3510080798、 3510080801

3510080802、3510080826、3510080856、3510080860、3510080869
3510080872、3510080882、3510080885、3510080891、3510081032
3510081033、3510081034、3510081035、3510081036、3510081037
3510081038、3510081039、3510081040、3510081041、3510081042
3510081043、3510081044、3510081045、3510081046、3510081047
3510081048、3510081049、3510081050、3510081051、3510081052
3510081053、3510081054、3510081055、3510081098、3510081119
3510081121、3510081122、3510081123、3510081131、3510081135
3510081138、3510081139、3510081140、3510081144、3510081145
3510081146、3510081147、3510081148、3510081150、3510081151
3510081195、3510081198、3510081199、3510081245、3510081596
3510081597、3510081660、3510081662、3510081663、3510081664
3510081665、3510081666、3510081667、3510081669、3510081758
3510081760、3510081765、3510081766、3510081783、3510081786
3510081789、3510081790、3510081791、3510081794、3510081796
3510081798、3510081799、3510081800、3510081804、3510081806
3510081809、3510081810、3510082309、3510082319、3510082321
3510082323、3510082329、3510082353、3510082354、3510082355
3510082356、3510082357、3510082358、3510082359、3510082360
3510082361、3510082362、3510082363、3510082365、3510082366
3510082367、3510082371、3510082372、3510082374、3510082376
3510082435、3510082441、3510082442、3510082443、3510082444
3510082445、3510082446、3510082447、3510082448、3510082449
3510082450、3510082451、3510082452、3510082541、3510082542
3510082543、3510082544、3510082545、3510082546、3510082547
3510082548、3510082549、3510082550、3510082551、3510082552
3510082553、3510082554、3510082555、3510082557、3510082631
3510082632、3510082633、3510082634、3510082635、3510082636
3510082637、3510082638、3510082639、3510082640、3510082641
3510082642、3510082643、3510082644、3510082645、3510082646
3510082647、3510082648、3510082649、3510082650、3510082891
3510082892、3510082893、3510082894、3510082895、3510082896
3510082897、3510082898、3510082899、3510082900、3510082901
3510082902、3510082903、3510082904、3510082905、3510082906
3510082907、3510082908、3510082909、3510082910、3510082911
3510082913、3510082914、3510082915、3510082938、3510082952
3510083042、3510083043、3510083044、3510083045、3510083046
3510083047、3510083048、3510083049、3510083050、3510083051
3510083052、3510083053、3510083054、3510083055、3510083056
3510083057、3510083058、3510083060、3510083061、3510083062
3510083063、3510083064、3510083065、3510083138、3510083139
3510083140、3510083141、3510083142、3510083143、3510083145
3510083146、3510083147、3510083148、3510083152、3510083153
3510083154、3510083157、3510083158、3510083332、3510083333
3510083334、3510083335、3510083336、3510083337、3510083338

3510083339、3510083340、3510083341、3510083342、3510083432
3510083434、3510083435、3510083436、3510083437、3510083438
3510083441、3510083442、3510083443、3510083446、3510083447
3510083448、3510083449、3510083450、3510083451、3510084050
3510084051、3510084052、3510084053、3510084054、3510084055
3510084056、3510084263、3510084334、3510084335、3510084336
3510084337、3510084338、3510084339、3510084340、3510084341
3510084342、3510084343、3510084344、3510084345、3510084346
3510084347、3510084348、3510084349、3510084350、3510084351
3510084352、3510084353、3510084610、3510084611、3510084612
3510084613、3510084845、3510084846、3510084847、3510084848
3510084849、3510084850、3510084851、3510084852、3510084853
3510084854、3510084855、3510084856、3510084857、3510084858
3510084859、3510084860、3510084861、3510084862、3510084863
3510084864、3510084869、3510084870、3510084925、3510084939
3510084949、3510084962、3510084976、3510084990、3510084994
3510084999、3510085004、3510085011、3510085017、3510085019
3510085129、3510085139、3510085165、3510085173、3510085183
3510085189、3510085190、3510085191、3510085192、3510085193
3510085194、3510085195、3510085196、3510085197、3510085198
3510085199、3510085200、3510085201、3510085202、3510090052
3510090053、3510090054、3510090055、3510090056、3510090057
3510090207、3510090272、3510090274、3510090275、3510090276
3510090277、3510090283、3510090360、3510090361、3510090362
3510090363、3510090364、3510090365、3510090548、3510090549
3510090550、3510090552、3510090553、3510090598、3510090625
3510090629、3510090630、3510090631、3510090633、3510090636
3510090639、3510090640、3510090641、3510090642、3510090643
3510090644、3510090647、3510090648、3510090649、3510090650
3510090651、3510090769、3510090770、3510090771、3510090772
3510090773、3510090774、3510090775、3510090776、3510090777
3510090778、3510090779、3510090780、3510090781、3510090782
3510090783、3510090784、3510090785、3510090786、3510090787
3510090788、3510090833、3510090834、3510090835、3510090836
3510090905、3510090906、3510090907、3510090908、3510090940
3510090943、3510090945、3510090946、3510090947、3510090948
3510090949、3510090950、3510090951、3510090952、3510091052
3510091053、3510091054、3510091055、3510091056、3510091057
3510091058、3510091059、3510091060、3510091061、3510091062
3510091063、3510091064、3510091065、3510091066、3510091067
3510091068、3510091069、3510091070、3510091071、3510091085
3510091164、3510091165、3510091166、3510091167、3510091168
3510091170、3510091171、3510091253、3510091254、3510091255
3510091273、3510091282、3510091340、3510091344、3510091345
3510091346、3510091347、3510091348、3510091349、3510091350

3510091351、3510091352、3510091353、3510091354、3510091387
3510091391、3510091422、3510091424、3510091425、3510091426
3510091429、3510091431、3510091432、3510091433、3510091435
3510091436、3510091437、3510091438、3510091503、3510091504
3510091505、3510091506、3510091507、3510091508、3510091509
3510091510、3510091511、3510091512、3510091513、3510091514
3510091706、3510091707、3510091708、3510091709、3510091710
3510091901、3510091903、3510091906、3510091911、3510091912
3510091914、3510091916、3510091917、3510091919、3510091991
3510091992、3510091993、3510091994、3510091995、3510091996
3510091997、3510091998、3510091999、3510092000、3510092001
3510092002、3510092003、3510092004、3510092005、3510092006
3510092007、3510092008、3510092009、3510092076、3510092092
3510092108、3510092109、3510092111、3510092112、3510092114
3510092116、3510092117、3510092118、3510092213、3510092221
3510092222、3510092223、3510092224、3510092225、3510092226
3510092227、3510092228、3510092229、3510092230、3510092316
3510092317、3510092318、3510092341、3510092344、3510092366
3510092367、3510092371、3510092373、3510092383、3510092386
3510092387、3510092388、3510092392、3510092393、3510092395
3510092396、3510092397、3510092399、3510092400、3510092402
3510092403、3510092404、3510092405、3510092849、3510092857
3510092858、3510092945、3510092946、3510092947、3510092948
3510092950、3510092951、3510092953、3510092955、3510092956
3510092957、3510092959、3510092960、3510092961、3510092962
3510092963、3510092964、3510092965、3510092968、3510092980
3510092981、3510093820、3510093824、3510093825、3510093842
3510093880、3510093881、3510093882、3510093883、3510093884
3510093886、3510093887、3510093888、3510093889、3510093891
3510093892、3510093893、3510093894、3510093895、3510093897
3510093899、3510094578、3510094599、3510094618、3510094620
3510094869、3510094888、3510094891、3510094892、3510094896
3510094959、3510094962、3510094964、3510095147、3510095148
3510095149、3510095150、3510095151、3510095152、3510095153
3510095154、3510095155、3510095156、3510095157、3510095158
3510095159、3510095160、3510095161、3510095162、3510095163
3510095164、3510095165、3510095166、3510095280、3510095281
3510095283、3510095284、3510095285、3510095286、3510095287
3510095289、3510095290、3510095291、3510095293、3510095295
3510095296、3510095299、3510095301、3510095305、3510095306
3510095308、3510095309、3510095310、3510095311、3510095312
3510095313、3510095567、3510095572、3510095573、3510095577
3510095579、3510095580、3510095582、3510095583、3510095584
3510095586、3510095587、3510095588、3510095590、3510095591
3510095592、3510095596、3510095597、3510095599、3510095600

3510095601、3510095602、3510095604、3510095605、3510095607
3510095608、3510095609、3510095610、3510095611、3510095632
3510095633、3510095634、3510095635、3510095636、3510095637
3510095638、3510095639、3510095640、3510095641、3510095642
3510095643、3510095644、3510095646、3510095647、3510095649
3510095650、3510095651、3510095653、3510095655、3510095656
3510095669、3510095672、3510100043、3510100046、3510100047
3510100048、3510100049、3510100050、3510100051、3510100052
3510100055、3510100058、3510100062、3510100064、3510100065
3510100066、3510100068、3510100069、3510100074、3510100075
3510100077、3510100079、3510100084、3510100086、3510100087
3510100088、3510100089、3510100090、3510100091、3510100092
3510100093、3510100094、3510100095、3510100096、3510100097
3510100098、3510100129、3510100130、3510100131、3510100132
3510100133、3510100134、3510100135、3510100136、3510100137
3510100253、3510100275、3510100356、3510100359、3510100360
3510100361、3510100363、3510100364、3510100396、3510100397
3510100398、3510100399、3510100402、3510100403、3510100408
3510100409、3510100414、3510100415、3510100417、3510100420
3510100421、3510100466、3510100467、3510100468、3510100469
3510100470、3510100471、3510100472、3510100473、3510100474
3510100475、3510100476、3510100477、3510100478、3510100479
3510100480、3510100481、3510100482、3510100483、3510100484
3510100485、3510100486、3510100487、3510100488、3510100489
3510100490、3510100491、3510100492、3510100493、3510100494
3510100495、3510100562、3510100565、3510100582、3510100584
3510100599、3510100614、3510100615、3510100616、3510100617
3510100619、3510100620、3510100621、3510100622、3510100636
3510100637、3510100638、3510100640、3510100653、3510100656
3510100663、3510100666、3510100671、3510100673、3510100674
3510100675、3510100676、3510100677、3510100678、3510100679
3510100681、3510100682、3510100683、3510100684、3510100819
3510100820、3510100821、3510100822、3510100823、3510100824
3510100825、3510100826、3510100827、3510100828、3510100829
3510100830、3510100831、3510100832、3510100833、3510100850
3510100851、3510100852、3510100853、3510100858、3510100859
3510100860、3510100861、3510100875、3510100876、3510100877
3510100878、3510100879、3510100880、3510100881、3510100882
3510100883、3510100884、3510100885、3510100886、3510100887
3510100888、3510100889、3510100917、3510100920、3510100921
3510100922、3510100923、3510100942、3510100943、3510100944
3510100945、3510100948、3510100954、3510100958、3510100959
3510100960、3510100961、3510100969、3510100970、3510100971
3510100972、3510100997、3510100998、3510100999、3510101000
3510101001、3510101002、3510101015、3510101016、3510101017

3510101018、3510101019、3510101020、3510101048、3510101049
3510101050、3510101051、3510101068、3510101069、3510101070
3510101071、3510101072、3510101079、3510101080、3510101081
3510101082、3510101104、3510101105、3510101106、3510101107
3510101116、3510101117、3510101118、3510101119、3510101141
3510101142、3510101143、3510101144、3510101153、3510101154
3510101155、3510101156、3510101162、3510101163、3510101164
3510101165、3510101232、3510101233、3510101234、3510101235
3510101316、3510101317、3510101318、3510101319、3510101343
3510101344、3510101345、3510101346、3510101347、3510101348
3510101349、3510101350、3510101351、3510101352、3510101353
3510101354、3510101355、3510101356、3510101357、3510101358
3510101359、3510101360、3510101361、3510101362、3510101363
3510101364、3510101365、3510101366、3510101367、3510101368
3510101369、3510101370、3510101371、3510101372、3510101377
3510101378、3510101379、3510101380、3510101408、3510101409
3510101410、3510101411、3510101418、3510101419、3510101420
3510101421、3510101436、3510101437、3510101438、3510101439
3510101444、3510101445、3510101446、3510101447、3510101459
3510101460、3510101468、3510101469、3510101470、3510101471
3510101480、3510101481、3510101482、3510101653、3510101654
3510101655、3510101656、3510101657、3510101658、3510101659
3510101660、3510101661、3510101662、3510101663、3510101814
3510101815、3510101816、3510101817、3510101818、3510101819
3510101820、3510101821、3510101822、3510101823、3510101824
3510101921、3510101922、3510101924、3510101925、3510101926
3510101927、3510101928、3510101929、3510101931、3510102518
3510102565、3510102583、3510102591、3510102705、3510102706
3510102707、3510102708、3510102709、3510102711、4200084972
4200084973、4200084974、4200084986、4200087810、4200095029
4200095037、4200095038、4200095039、4200095040、4200095042
4200095043、4200095046、4200095047、4200095048、4200095049
4200095050、4200095051、4200095052、4200095053、4200095054
4200095055、4200095056、4200095057、4200095058、4200099830
4200099831、4200099832、4200099833、4200099834、4200099835
4200099836、4200099837、4200099838、4200099839、4200099840
4200099842、4200099843、4200099844、4200099845、4200099846
4200099847、4200099848、4200099849、4200099851、4200102106
4200102108、4200102109、4200102111、4200102112、4200102113
4200102114、4200102115、4200102116、4200102117、4200102119
4200102120、4200102121、4200102122、4200102123、4200102124
4200117134、4200117135、4200117136、4200117137、4200117138
4200117139、4200117140、4200117142、4200117143、4200120470
4200120471、4200120472、4200120473、4200120477、4200120479
4200120480、4200120481、4200120482、4200120485、4200124996

4200124998、4200124999、4200125001、4200125002、4200125003
4200125004、4200128581、4200128582、4200128583、4200128584
4200128586、4200128587、4200128589、4200128591、4200128592
4200132674、4200132675、4200132676、4200132677、4200132678
4200132679、4200132680、4200132681、4200132683、4200132686
4200132687、4200132688、4200132691、4200132692、4200132694
4200132695、4200132812、4200132813、4200132815、4200138954
4200143914、4200143915、4200143916、4200143917、4200143918
4200143989、4200146638、4200146639、4200146640、4200146641
4200146642、4200146644、4200146645、4200146646、4200146647
4200146648、4200146649、4200146651、4200146654、4200146655
4200146657、4200146658、4200146660、4200146661、4200157159
4200157180、4200157202、4200157203、4200157206、4200157208
4200157209、4200157210、4200184234、4200184235、4200184236
4200184237、4200184238、4200184239、4200184240、4200184241
4200184242、4200184243、4200205050、4200205051、4200205052
4200205053、4200205054、4200205055、4200205056、4200205057
4200207617、4200207618、4200207619、4200207620、4200207621
4200207622、4200207623、4200207624、4200207625、4200207627
4200207628、4200209988、4200209989、4200209990、4200209991
4200209992、4200209993、4200209994、4200209995、4200209996
4200209997、4200209998、4200210000、4200210001、4200210002
4200210003、4200210004、4200210005、4200210006、4200210007
4200213284、4200213285、4200213286、4200213287、4200213289
4200213290、4200213292、4200213293、4200213294、4200213295
4200213297、4200213298、4200213299、4200213300、4200213301
4200213302、4200213303、4200213304、4200213305、4200213306
4200213307、4200213308、4200213309、4200213310、4200213311
4200213313、4200213314、4200213315、4200213316、4200213317
4200213319、4200213320、4200213322、4200213323、4200213324
4200213325、4200213326、4200213327、4200213328、4200213329
4200213330、4200213331、4200213332、4200213333、4200213334
4200213335、4200213336、4200213337、4200213338、4200213339
4200213340、4200213475、4200213617、4200213630、4200213631
4200233863、4200233866、4200233868、4200233869、4200233870
4200233872、4200233873、4200233874、4200233875、4200233878
4200233880、4200233881、4200233885

数量 : 3,478 台 (*)

出荷年月 : 平成 10 年 11 月から平成 22 年 6 月 (*)

3. 製造販売業者等名称

製造販売業者の名称 : コヴィディエン ジャパン株式会社
製造販売業者の所在地 : 東京都世田谷区用賀4-10-2
許可の種類 : 第一種医療機器製造販売業
許可番号 : 13B1X00069
輸入先製造業者 : Nellcor Puritan Bennett Ireland, Ltd. (アイルランド共和国)

4. 改修理由

現在までに、当該機器を使用中に突然、換気動作が停止した事例が多数報告されておりました。事象を分析したところ、換気動作に影響を及ぼさない、一時的な部品の変調や瞬間的なノイズ等においても、安全監視機能が作動し、安全弁が開放しており、臨床使用下において不要な安全動作への移行が発生しておりました。本事象の原因は、ソフトウェアの設計上、安全動作への移行が過敏であったためであり、海外製造元において、安全動作への移行を安定させたソフトウェアが開発され、十分な有効性、安全性が確認されたため、日本国内においても導入することとしました。

5. 危惧される具体的な健康被害

当該事象発生時には、必ず安全弁を開放し、室内空気を呼吸可能な状態にすると共に、警報音が必ず発生するため、ただちに医療従事者による適切な対応が可能なことから、重篤な健康被害を招く可能性はありません。また、これまでに国内において当該事象による健康被害に関する報告は受けておりません。

6. 改修開始年月日

平成 22 年 6 月 28 日

7. 効能・効果又は用途等

本品は病室等において、呼吸障害を有する成人をはじめ小児及び新生児（新生児はオプション）に対して、酸素と空気の混合ガスを律動的に変化する圧力のもとで口腔又は鼻腔あるいは気管等を通して肺に導入し、長期の呼吸支持を行う人工呼吸器である。強制換気を行う換気モード、自発呼吸を補助する換気モード、最低分時換気量を維持しながら自発呼吸を補助する換気モードを有し、換気状態を監視する警報機能を有する。

8. その他

出荷先はすべて把握しておりますので、連絡の上、改修を実施します。

9. 担当者及び連絡先

担当者 : 品質保証部 米川 保 阿部 謙哉
連絡先 : コヴィディエン ジャパン株式会社
東京都世田谷区用賀4-10-2 世田谷ビジネススクエア ヒルズ I 2階
電話番号 : 03-5717-2220
FAX 番号 : 03-5717-1329