

関係各位

2012年1月5日
コヴィディエン ジャパン株式会社

コヴィディエン ジャパン、半吸収性プラグメッシュを発売開始

グローバルヘルスケアカンパニーである Covidien(コヴィディエン)の日本法人で、外科領域でのシングルユース医療機器を扱うコヴィディエン ジャパン株式会社(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:野田 良)は、半吸収性のプラグメッシュ、商品名「パリテックス™ プラグ」の発売を開始しました。

パリテックス プラグは鼠径ヘルニア修復術における欠損部位の補強に使用されます。欠損部に直接挿入するプラグとパッチから構成されており、プラグにはポリエステル繊維メッシュにポリ乳酸のマイクログリップ(PLA マイクログリップ)が施されています。この PLA マイクログリップは時間の経過とともに体内で吸収されて無くなります。最終的に患者体内に残るのはポリエステル繊維メッシュのみとなりますので、術後のメッシュによる異物感の軽減が期待されます。

さらに、PLA マイクログリップはプラグを欠損部の大きさと形状に適合させるだけでなく、セルフグリップ機能により縫合結紮時の固定を容易にします。また、パッチは Keyhole デザインのモノフィラメントポリエステル製です。均一な伸展性を持つため、全方向にポジショニングが可能であり、術後の違和感軽減が見込めます。

パリテックス プラグは標準的なプラグ法を施行している施設であれば、手術手技の変更をせず、この新しいテクノロジーを導入することが可能です。

■パリエックス™ プラグ



《手術時の操作について》

Step1: PLA マイクログリッドが外側になるようにプラグの中心部を鉗子等で把持します。

Step2: ヘルニア門の大きさに調節しながらプラグ欠損部に挿入します。

Step3: PLA マイクログリッドをヘルニア門に押し当てて、数か所を従来通り縫合糸にて結紮固定します。

Step4: パッチで鼠径管後壁の補強をします。

<Covidien について>

グローバルヘルスケアカンパニーである Covidien は、革新的な医療ソリューションを創造し、様々な医療分野で貢献すべく事業展開しています。医療機器、医薬品、医療用サプライの 3 つのセグメントで業界をリードする製品ラインアップを揃え、世界 65 カ国以上に社員約 41,000 名を有し、140 カ国以上に製品を販売しています。2011 年度の総売上は約 116 億ドルです。

Covidien の事業内容について詳しくお知りになりたい方は www.covidien.com をご覧ください。

<コヴィディエン ジャパン株式会社について>

本社： 東京都世田谷区用賀四丁目 10 番 2 号

代表者： 代表取締役社長 野田 良(のだりょう)

事業内容： 医療機器、医薬品及び医薬品原料等の製造、輸入及び販売

URL: <http://www.covidien.co.jp>

COVIDIEN、コヴィディエン及び COVIDIEN ロゴマークは Covidien AG の商標です。

TM を付記した商標は Covidien company の商標です。

本件に関するお問い合わせ先

コヴィディエン ジャパン株式会社 人事総務本部広報グループ

堀内・猪田

電話番号： 03-5717-1700

IR に関するお問い合わせ先

Bruce Farmer: Public Relations Vice President (508) 452-4372; (508) 409-9862