

関係各位

2011年 8月 30日  
コヴィディエン ジャパン株式会社

---

## ポータブルベンチレータ「ピューリタン ベネット™ 560」の販売開始について

---

グローバルヘルスケアカンパニーである Covidien (コヴィディエン)の日本法人で、医療機器、医薬品、医薬品原料等を扱うコヴィディエン ジャパン株式会社(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:野田 良)は、2011年 9月 1日より、高水準なパフォーマンスを発揮するポータブルベンチレータ、販売名「ピューリタン ベネット™ 560」を販売します。

ピューリタン ベネットは 50 年以上の歴史を有し、これまでも人工呼吸器のリーディングブランドとして、全世界で多くの製品をご使用頂いてきております。

この度、販売を開始するピューリタン ベネット 560 は作動音 30dB 以下と静音設計で、重量 約 4.5kg と軽量・コンパクトなポータブルベンチレータです。最長 11 時間使用できる内蔵バッテリーが搭載されており、換気中にはバッテリー残量の使用可能時間がリアルタイムで表示されます。また、航空輸送規格の RTCA/DO-160F に適合しており、離発着時も含めて機内で停止させることなく、常に使用することが可能です。



仕様	
換気モード	従量式 V A/C, V SIMV. 従圧式 P A/C, P SIMV, PSV, CPAP
一回換気量	50~2000mL
深呼吸	可
換気回数	1~60 回/分
Backup 数	4~40 回/分
圧	5~55mbr(hPa)
PEEP	OFF~20mbr(hPa)
Target VT	50~2000mL
Rise Time	1~4
吸気時間	0.3~2.4 秒
吸気感度	OFF, P1~5
呼気感度	5~95% または -95~-5%
アラーム	低圧、高圧、Vti 上限、Vti 下限、Vte 上限、Vte 下限、無呼吸、AC 電源不良、バッテリー *FiO2 上限(オプション)、*FiO2 下限(オプション) *オプションの FiO2 測定キット使用時
通信	USB ポート
電源	AC: 100-240VAC, 50/60Hz DC: 12-30VDC 内部バッテリー: 4~11 時間(*新品出荷時)
重量	約 4.5kg
寸法	23.5cm(W) * 31.5cm(D) * 15.4cm(H)
作動音	30dBA 以下 設定 1m
消費電力	最大 180VA
航空輸送規格	RTCA/DO-160:2007 適合

#### <Covidien について>

グローバルヘルスケアカンパニーである Covidien は、革新的なメディカルソリューションを創造し、様々な医療分野で貢献すべく事業展開しています。医療機器、医薬品、医療用サプライの 3 つのセグメントで業界をリードする製品ラインアップを揃え、世界 65 カ国以上に社員 41,000 名を有し、140 カ国以上に製品を販売しています。2010 年度の総売上は約 104 億ドルです。

Covidien の事業内容について詳しくお知りになりたい方は [www.covidien.com](http://www.covidien.com) をご覧ください。

<コヴィディエン ジャパン株式会社について>

本 社： 東京都世田谷区用賀四丁目 10 番 2 号  
代 表 者： 代表取締役社長 野田 良(のだりょう)  
事 業 内 容： 医療機器、医薬品及び医薬品原料等の製造、輸入及び販売  
U R L: <http://www.covidien.co.jp>

COVIDIEN 及び COVIDIEN ロゴマークは Covidien AG の商標です。

TM を付記した商標は Covidien company の商標です。

本件に関するお問い合わせ先  
コヴィディエン ジャパン株式会社 人事総務本部広報グループ  
堀内・猪田  
電話番号： 03-5717-1700

IR に関するお問い合わせ先

Cole Lannum:	Investor Relations Officer	(508) 452-4343; (508) 409-9366
Todd Carpenter:	Investor Relations Director	(508) 452-4363; (774) 284-1737
Bruce Farmer:	Public Relations Vice President	(508) 452-4372; (508) 409-9862