

コンビチューブ™ (未滅菌)



ルーメンの使い分けで気道確保と人工呼吸が可能

- 救急時の気道確保、挿入が困難な状況で使用します。
- ダブルルーメン構造の為、食道または気管のいずれかに挿入されても、ルーメンを使い分けることにより、気道確保と人工呼吸が可能です。
- チューブの適度な硬さ、曲がり具合によって、喉頭鏡を使わずに挿入でき、また操作が容易です。
- 独自の咽頭カフにより、固定性に優れ、かつリークの少ない人工呼吸が可能です。
- SAタイプは日本人向けです。



カタログ番号	タイプ
5-18541	標準(身長152cm以上の患者)
5-18537	SA(身長122~183cm未満の患者)

再使用禁止

販売名 コンビチューブ(未滅菌)
医療機器承認番号 20300BZY00284000

製造販売元
コヴィディエンジャパン株式会社

RMS (Respiratory & Monitoring Solutions) 事業部
Tel: 0120-998-971
medtronic.co.jp

Medtronic