


ネルコア™ センサ DS100A



スポットチェック時、簡単に装着可能。

SpO₂のスポットチェック時に簡単に装着、指をはさむだけで測定できます。連続モニタリングをする場合は、4時間ごとに装着部位をチェックしてください。その際、装着している皮膚の色が変わっているようであれば、装着部位を他の指に替えてご使用ください。

適応体重	40kg以上
装着部位	成人 指先
サイズ	センサ長さ 65mm ケーブル長さ 850mm

販売名 ネルコアセンサDS100A
医療機器届出番号 13B1X00069PS003A

製造販売元
コヴィディエン ジャパン株式会社

RMS (Respiratory & Monitoring Solutions) 事業部
Tel: 0120-998-971
medtronic.co.jp

Medtronic