



**COVIDIEN**

*positive results for life™*


**Caprosyn™**

Monofilament Synthetic Absorbable Suture



[ The new quick absorption monofilament suture ]


## The fastest absorbing monofilament Suture



Caprosynは今までになかった、早期吸収タイプのモノフィラメント縫合糸です。

- 埋植後約 56 日で吸収されるので、異物として長く残りません。
- 約 21 日で抗張強度がほぼ 0%になります。他の吸収糸と使い分けることで部位ごとに最適な選択をしていただけます。
- モノフィラメントのため組織通過性に優れ、組織に対してトラウマを与えません。
- 柔らかく滑らかなため、モノフィラメントでありながら取り扱いに優れ、高い結節安定性を実現しています。

残存抗張力 (3-0 社内データ)



### Caprosyn™ Information

ポリグリコマー縫合糸

●色：紫・クリアー

●抗張強度：5日目 50~60%  
10日目 20~30%

●分解：加水分解

●吸収日数：56日



ご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。



再使用はできません。

COVIDIEN, COVIDIENロゴマーク及び  
“positive results for life”はCovidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
© 2009 Covidien



※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。  
許可なく本カタログの内容の一部または全部の複製、転載を禁じます。

販売名：カプロシン  
医療機器承認番号：22100BZX00209000  
クラス：IV

製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社

サージカルデバイス事業部

本 社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

東日本 TEL：0120-58-2294

西日本 TEL：0120-54-2356

FAX：03-5717-1249