



COVIDIEN

positive results for life™

E2100 リューザブルペンシル

繰り返し使用に耐えられる設計で、
非常に経済的です。

コヴィディエンより、高性能・高耐久性で、“Sure-grip” 技術によりしっかりとしたグリップ感の得られる、リューザブルペンシルをお届けします。

このリューザブルペンシルE2100は「長持ちし尚且つ信頼性の高いペンシルを」というご要望に十分に応える様にデザインされています。

耐久性

E2100は、丈夫で、継ぎ目のない、洗浄の容易なペンシルに仕上がりました。継ぎ目のない一体成型のデザインは、厳しい条件の自動洗浄や手洗い洗浄にも耐えることができます。

信頼性

ペンシル中心部には、セルフクリーニング機能を持った、二重接触式のステンレス製スイッチ部があります。このステンレス製スイッチは、長期間の使用によっても良好な押しごちを保ち、接触不良を防ぎます。シールされたロッカースイッチカバーおよび電極差込部の弾性シールにより、生物学的汚染及び再使用による汚染を防止します。4.6mのシリコンコードは厳しい手術環境にも耐えられます。

持ちやすいグリップデザイン

表面に弾性加工を施してあるため、濡れても滑らず良好なグリップ感が得られます。



ロッカータイプのハンドスイッチ式

癖のつきにくいシリコン製：長さ4.6m
ペンシル部と電気メス接続部にテンションがかからない設計

セルフクリーニング機能付きのステンレス製二重接触式スイッチ

洗浄がし易い、液体の侵入を防ぐ丈夫で継ぎ目の無い一体成型

電極差込部

弾性材質のため丈夫

耐久性

手洗い、自動洗浄機ともに可能。

138℃、20分以内高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）又は、100%エチレンオキシドガス滅菌で約50回再使用可能。（自社試験結果による）

エチレンオキシドガス滅菌

分
：54℃で24時間

