

Laparofan™
ラパロファン™




COVIDIEN

ラパロファン™

ラパロファンは、腹腔鏡下外科手術の際吊り上げ法を行なうラパロリフトに取り付け、腹壁を挙上するシングルユースのリトラクターです。



ラパロファン™ 10cm (腹部用)



ラパロファン™ 15cm (腹部用)

- 力を均等にかけることができるプロペラ設計
- ブレードは全方向に360度回転
- 吊上げた力を測定するバネ式計測器内蔵
- 側方の視野がとれやすい設計 (腸管切除術や胆嚢摘出術に最適)
- 広い腹腔内スペースがとれる設計 (肥満患者に最適)



ラパロファン™ "J" ライト型

注文No.	商品名	クラス
OMSLF10	ラパロファン™ 10cm	I
OMSLF15	ラパロファン™ 15cm	I
OMSLFJR	ラパロファン™ "J" ライト型	I



COVIDIEN及びCOVIDIENロゴマークはCovidien AGの商標です。
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
©2010 Covidien.

販売名：ラパロファン
医療機器届出番号：1381X00069U016A

製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社
EbD事業部

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号
PHONE (03) 5717-2330 FAX (03) 5717-2331

ct-eb-lf (05)
1004.pdf.cr.y