



VERSATILITY



COVIDIEN

*positive results for life™*


## Opti2 腹腔鏡外科手術用絶縁型電極 (36 cm and 45 cm)

Opti2 腹腔鏡外科手術用絶縁型電極は、従来品よりも全長が長くなったことで操作性が向上しました。

コヴィディエン製Force TriVerse™などのモノポーラペンシルに接続可能です。

### FEATURES & BENEFITS

- 従来品よりも8cm長くなったことで操作性が向上し、手術部位へのアクセスが容易になりました。
- 先端電極部分も絶縁されているため予期しない周囲組織への放電を防止できます。
- 36cmのシャフトで先端形状が5種類、45cmのシャフトで先端形状が2種類あり、症例に応じて選択可能です。
- 接続可能なハンドスイッチ式ペンシルはE2515、E2516とForce TriVerse™です。



IN THE MOST  
TRUSTED HANDS  
ON EARTH

CONFIDENCE



EVIDENCE-BASED




VERSATILITY



CONSISTENCY



TECHNOLOGY



製品No	製品名	発注単位
E277036	ストレートスパチュラ電極 36 cm	1本/箱
E277136	カーブスパチュラ電極 36 cm	1本/箱
E277145	カーブスパチュラ電極 45 cm	1本/箱
E277236	ワイヤーJ字フックチップ電極 36 cm	1本/箱
E277336	ワイヤーL字フックチップ電極 36 cm	1本/箱
E277345	ワイヤーL字フックチップ電極 45 cm	1本/箱
E277436	フラットL字電極 36 cm	1本/箱

#### 技術仕様

有効長	36 cm, 45 cm
シャフト径	4.8 mm
絶縁素材	ポリオレフィン
接続可能なペンシル	コヴィディエン製 E2515, E2516, FT3000

COVIDIEN, コヴィディエン、COVIDIENロゴマーク及び“positive results for life”は  
Covidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
© 2010 Covidien.

販売名:フォース電気手術器  
医療機器認証番号:221AABZX00018000  
クラス:II



製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社

エナジーデバイス事業部

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

PHONE (03) 5717-2330 FAX (03) 5717-2331

ct-eb-ea-opt2(01)  
1010.y