



## RapidVac™ スモークエヴァキュエーター 製品仕様

本体のサイズ・重量	幅 35.6cm、奥行 22.2cm、高さ 20.3cm、重量 9.1kg
フィルター性能	UPLAフィルター：0.12ミクロンで99.9995%有効、プレフィルター：0.3ミクロンの濾過作用
電気	作動電圧：100V AC (50/60Hz)
互換性のあるカート	FT900カート(メイン、上段、下段)、UC8009ユニバーサルカート、UC8013サスペンドシェルフ
規格	UL、CE、cUL

## オーダーインフォメーション

カタログ番号	内容	発注単位	クラス
本体及びアクセサリ			
SE3690	RapidVac™スモークエヴァキュエーター	1台	—
SEA3730	インターリンクケーブル、ForceTriad™との接続用	1本	—
SEA3740	リモート連動スイッチ(全ての電気メスとの接続用)	1個	—
SEA3745	スモークフットスイッチ、3mコード	1個	—

### チューブ及びフィルター

SEA3700	3ポート付フィルター	2個/箱	—
SEA3705	開腹手術用1/4チューブ 0.635cm径 × 3m長	10本/箱	I
SEA3710	開腹手術用3/8チューブ 1cm径 × 3m長	10本/箱	I
SEA3715	開腹手術用7/8チューブ 2.2cm径 × 3m長	12本/箱	I
SEA3720	内視鏡手術用チューブ バルブ付	12本/箱	I

販売名：RapidVac™アクセサリ 医療機器届出番号：13B1X00069VL001A

### AccuVac™排煙用アタッチメント

E2350HS*	Edge™コーティングブレード付ペンシル、ロッカースイッチ、排煙アタッチメント及びホルスター付	25本/箱	II
E2450HS*	Edge™コーティングブレード付ペンシル、ボタンスイッチ、排煙アタッチメント及びホルスター付	25本/箱	II
E3590*	AccuVac™排煙用アタッチメント	25本/箱	II

\*SEA3710と組み合わせて使用

E2350HS, E2450HS 販売名：電気メス用電極(滅菌) 医療機器承認番号：20900BZG00030000  
E3590 販売名：Optimummスモーク エバキュエーター 医療用具許可番号：22BY5016



COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び "positive results for life" はCovidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
©2009 Covidien.

お問い合わせ先

コヴィディエン ジャパン株式会社  
EbD事業部

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号  
PHONE (03) 5717-2330 FAX (03) 5717-2331

ct-eb-se-rapv (03)  
1001.4000.cr.y