



**COVIDIEN**

*positive results for life™*




## **Rotulator™** Single Use Staplers

**ロティキュレーター™**



# ロティキュレーター™

## ■仕様

〈商品名〉	ロティキュレーター™ 30-4.8 ロティキュレーター™ 55-4.8	ロティキュレーター™ 30-3.5 ロティキュレーター™ 55-3.5	ロティキュレーター™ 30-V3
〈ステーブルサイズ〉			

## ■特徴

- ・回転式ヘッドなので組織に無理なテンションがかかりません。
- ・シャフトが長く深部での操作が容易です。
- ・滅菌済シングルユース商品ですので、パックを開けすぐにご使用になれます。
- ・組織の厚みに応じ器械が自動的に圧縮間隔を調節するので、マニュアルによる面倒な調節をする必要がありません。
- ・ピンが自動的にセットされますので、ピンのさし忘れの心配がありません。
- ・チタニウム製ステーブルですので、X線画像にアーチファクトを与えません。

注文No.	商品名	Color	クラス
017615	ロティキュレーター™ 30-3.5	●	Ⅲ
017617	ロティキュレーター™ 30-4.8	●	Ⅲ
017619	ロティキュレーター™ 30-V3	○	Ⅲ
017612	ロティキュレーター™ 55-3.5	●	Ⅲ
017614	ロティキュレーター™ 55-4.8	●	Ⅲ

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び  
“positive results for life”はCovidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
©2009 Covidien.



販売名:ロティキュレーター  
医療機器承認番号:22100BZX00134000  
クラス:Ⅲ

製造販売元 コヴィディエン ジャパン株式会社

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2  
東京 (03) 5717-1241 F A X (03) 5717-1249  
札幌 (011) 251-7373 大阪 (06) 6455-8912  
仙台 (022) 213-0550 中四国 (03) 5717-1723  
名古屋 (052) 704-1651 福岡 (092) 263-4700