



COVIDIEN

positive results for life™

EEA™ Accessories

EEA附属品



EEA™ 附属品

■ステンレス EEA™ サイザー

- ・金属製サイザーでコスト削減にも有効です。
- ・34mm用サイザーが加わり、全てのEEAに対応。
- ・サイザーセット(25,28,31mm)と34mmの単品販売です。




注文No.	商品名	クラス
020250	ステンレスEEA™サイザーセット(25,28,31mm)	I
020251	ステンレスEEA™ 34mm サイザー	I

医療機器届出番号:13B1X00069US011A

■A-S クランプ

- ・PPCEEAのアンビルシャフトと本体側センターロッドの接合が容易に行えます。



注文No.	商品名	クラス
9320101	A-S クランプ	I

製造販売届出番号:13B1X00245090011
製造販売元 株式会社バイオテック



COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び“positive results for life”はCovidien AGの商標です。
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
その他、掲載されている社名又は製品名は、各社の商標又は登録商標です。
©2014 Covidien.

製造販売元 コウイディエン ジャパン株式会社

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2
TEL(03)5717-1240 FAX(03)5717-1249