



COVIDIEN

positive results for life™

Multifire Endo GIA™/TA™ 30 Single Use Staplers

マルチファイヤー エンドGIA™ 30, TA™ 30



マルチファイヤー エンドGIA™ 30, TA™ 30

エンドGIA 30は、
鏡視下で安全に手術が行なえるようにデザインされた自動縫合器です。

■ステープルサイズ


組織の厚さに合わせてサイズが選べいただけます。

・3列×3列


エンドGIA™ 30-2.0



エンドGIA™ 30-2.5




エンドGIA™ 30-3.5



■ステープルライン

鏡視下で組織を縫合します。

3列×3列(エンドGIA™ 30)




ENDO TA™ 30



■ステープルライン

3列(エンドTA™ 30)



注文No.	商品名	Color	クラス
030331	マルチファイヤー エンド GIA™ 30-2.0本体	—	Ⅲ
030811	マルチファイヤー エンド GIA™ 30-2.5本体	—	Ⅲ
030813	マルチファイヤー エンド GIA™ 30-3.5本体	—	Ⅲ
030330	マルチファイヤー エンド GIA™ 30-2.0カートリッジ	●	Ⅲ
030805	マルチファイヤー エンド GIA™ 30-2.5カートリッジ	○	Ⅲ
030807	マルチファイヤー エンド GIA™ 30-3.5カートリッジ	●	Ⅲ
010901	マルチファイヤー エンド TA™ 30-2.5本体	—	Ⅲ
010903	マルチファイヤー エンド TA™ 30-3.5本体	—	Ⅲ
010911	マルチファイヤー エンド TA™ 30-2.5カートリッジ	○	Ⅲ
010913	マルチファイヤー エンド TA™ 30-3.5カートリッジ	●	Ⅲ

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び
"positive results for life"はCovidien AGの商標です。
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
©2009 Covidien.

販売名:マルチファイヤーエンドGIA30本体
医療機器承認番号:22100BZX00125000
販売名:マルチファイヤーエンドGIA30カートリッジ
医療機器承認番号:22100BZX00160000
販売名:マルチファイヤーエンドTA30本体
医療機器承認番号:22100BZX00131000
販売名:マルチファイヤーエンドTA30カートリッジ
医療機器承認番号:22100BZX00171000



製造販売元 **コヴィディエン ジャパン株式会社**

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2
東京 (03) 5717-1241 F A X (03) 5717-1249
札幌 (011) 251-7373 大阪 (06) 6455-8912
仙台 (022) 213-0550 中四国 (03) 5717-1723
名古屋 (052) 704-1651 福岡 (092) 263-4700