



COVIDIEN

positive results for life™

Endo Clip™
Single Use Clip Applier

エンドクリップ™



エンドクリップ™

■エンドクリップ™



チタニウム製クリップが内蔵されており、血管や組織の結紮に使用されます。片手操作が可能です。

注文No.	商品名	Color	クラス
176619	エンドクリップ™ M	●	Ⅲ
176615	エンドクリップ™ ML	●	Ⅲ
176625	エンドクリップ™ L	●	Ⅲ

医療機器承認番号:22100BZX00142000

■エンドクリップ™ II ML


術中胆道造影の際、カテーテルを固定するためのハーフクリップ機能がついています。



注文No.	商品名	Color	クラス
176657	エンドクリップ™ II ML	●	Ⅲ

医療機器承認番号:22100BZX00182000

〈閉鎖段階〉




閉鎖前



ハーフクリップ



閉鎖後



・スーパーインターロック™クリップ
新しいクリップデザインにより、しっかりと組織をホールドします。


■エンドクリップ™ 5mm

エンドクリップの細径化を実現しました。



注文No.	商品名	クラス
176620	エンドクリップ™ 5mm	Ⅲ

医療機器承認番号:22100BZX00177000



スリムな先端は、良好な視野が得られます。

先端から閉じるクリッピングメカニズムにより、組織を逃がさないクリッピングが行えます。



COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び
"positive results for life"はCovidien AGの商標です。
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
©2009 Covidien.

製造販売元 コウイディエン ジャパン株式会社

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2
東京 (03) 5717-1241 F A X (03) 5717-1249
札幌 (011) 251-7373 大阪 (06) 6455-8912
仙台 (022) 213-0550 中四国 (03) 5717-1723
名古屋 (052) 704-1651 福岡 (092) 263-4700