



**COVIDIEN**

*positive results for life™*

## Versaport™ Plus Bladeless Trocar

Get in with confidence,  
operate with security

バーサポート™ プラス ブレードレストロカー

[ Great Performance Starts Here ]



# バーサポート™ プラス ブレードレストロカー

## リブ付カニューラ

しっかりと腹壁に固定されます。

## RPF (Reduced Penetration Force)

カニューラとオブチュレーターとの段差を軽減し、刺入操作をスムーズにします。

## リトラクティング・ダイレーション・シールド

組織を放射状にかつ、鈍的に押し広げるため組織の損傷を最小限に抑えます。

## ブレードレス・ティッシュ・ディセクティング・フィン

組織をしっかりと掻き分けるため、刺入時の力が軽減されます。

## ディレクショナル・インサクション・チップ

刺入ポイントの正確な位置決めが可能となります。

## Directional & Smooth Entry

コントロール性の高いスムーズなエントリー

## Secure Tissue Dilation

安定した組織拡張

## Superior Fixation

高い固定力

注文No.	商品名
NB5STF	バーサポート™ ブレードレストロカー 5mm スタンダードレンジス フィクセーションカニューラ
NB5SHF	バーサポート™ ブレードレストロカー 5mm ショートレンジス フィクセーションカニューラ
NB11STF	バーサポート™ プラス ブレードレストロカー 11mm スタンダードレンジス フィクセーションカニューラ
NB12STF	バーサポート™ プラス ブレードレストロカー 12mm スタンダードレンジス フィクセーションカニューラ
NB12SHF	バーサポート™ プラス ブレードレストロカー 12mm ショートレンジス フィクセーションカニューラ
NB12LGF	バーサポート™ プラス ブレードレストロカー 12mm ロングレンジス フィクセーションカニューラ
NB15STF	バーサポート™ プラス ブレードレストロカー 15mm スタンダードレンジス フィクセーションカニューラ



COVIDIEN

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び  
"positive results for life"はCovidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
©2011 Covidien.

販売名：バーサポート  
医療機器承認番号：21200BZY00144000  
クラス：II

## 製造販売元 コヴィディエン ジャパン株式会社

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

東京 (03)5717-1241 F A X (03)5717-1249

札幌 (011)251-7373 大阪 (06)6455-8912

仙台 (022)213-0550 中四国 (03)5717-1723

名古屋 (052)704-1651 福岡 (092)263-4700

ct-as-tr-vpb(05)  
1106.4000.es.y