

Caprosyn™

カプロシン™

モノフィラメント 合成吸収性縫合糸


生体内抗張強度 / 5日目：50~60%
10日目：20~30%
21日目：0%

吸収日数 / 約56日



カプロシン™

モノフィラメント合成吸収性縫合糸

丸針	糸の長さ	色	糸の太さ										
			7-0	6-0	5-0		4-0		3-0	2-0	0	1	2
1/2 CIRCLE 17 mm CV-23 	75cm	無色			UC-202		UC-203						
					1箱	1本	1箱	1本					
						28,000	777	28,000	777				
1/2 CIRCLE 22 mm CV-25 	D-Tach™ 45cm x 5本	無色							GC-33-M ^①				
									1箱	1本			
									30,500	508			
1/2 CIRCLE 75cm 無色	75cm	無色							UC-403	UC-404			
									1箱	1本	1箱	1本	
						28,000	777	28,000	777				
1/2 CIRCLE 26 mm V-20 	75cm	紫							GC-322	GC-323			
									1箱	1本	1箱	1本	
									26,000	722	26,000	722	
1/2 CIRCLE 37 mm GS-21 	D-Tach™ 45cm x 5本	紫								CC-9-MG ^{■①}			
										1箱	1本		
										35,000	583		
	75cm	紫								CC-843			
									1箱	1本			
									28,000	777			
1/2 CIRCLE 75cm 無色	75cm	無色								CC-811			
									1箱	1本			
									28,000	777			
1/2 CIRCLE 90cm 無色	90cm	無色								CC-923			
									1箱	1本			
									28,000	777			
5/8 CIRCLE 27 mm GU-46 	75cm	紫							UC-879				
									1箱	1本			
									30,000	833			

カプロシン(丸針)

②半ダース入
①1ダース入
②2ダース入
無印は3ダース入

D-Tach™引き抜き可能針
■この製品は在庫が無くなり次第販売中止となります。
◆この製品については、ご注文の際、在庫の確認をお願い致します。
販売は箱単位となります。

□ 特注品のため、ご注文の際は在庫の確認をお願いします。

カプロシン™

モノフィラメント合成吸収性縫合糸

コスメティック逆三角針	糸の長さ	色	糸の太さ									
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
3/8 CIRCLE 11 mm  P-10	45cm	無色		SC-3625-G ^①	SC-3626-G ^①							
				1箱 1本	1箱 1本							
				18,000	1,500	18,000	1,500					
3/8 CIRCLE 13 mm  P-13	45cm	無色			SC-5689-G ^①	SC-5690-G ^①						
					1箱 1本	1箱 1本						
				18,000	1,500	18,000	1,500					
3/8 CIRCLE 19 mm  P-12	45cm	無色				SC-5617-G ^①						
						1箱 1本	1箱 1本					
						18,000	1,500					
1/2 CIRCLE 16 mm  P-24	45cm	無色				SC-5643-G ^①						
						1箱 1本	1箱 1本					
						18,000	1,500					

カプロシン(コスメティック逆三角針/逆三角針+丸針)

②半ダース入
 ①1ダース入
 ②2ダース入
 無印は3ダース入

D-Tach™引き抜き可能針
 ■この製品は在庫が無くなり次第販売中止となります。
 ◆この製品については、ご注文の際、在庫の確認をお願い致します。
 販売は箱単位となります。

□特注品のため、ご注文の際は在庫の確認をお願いします。