

Maxon™








マクソン™

モノフィラメント 合成吸収性縫合糸

生体内抗張強度 / 14日目：75%
21日目：65%
28日目：50%
42日目：25%

吸収日数 / 約180日









丸針	糸の長さ	色	糸の太さ											
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2			
3/8 CIRCLE 9 mm CV-1 	45cm	青緑	6145-01 1箱 1本 86,800 2,411											
	60cm	青緑	6139-01 1箱 1本 97,200 2,700		6139-11 1箱 1本 97,200 2,700									
3/8 CIRCLE 13 mm CV-11 	45cm	青緑		6121-11 1箱 1本 51,800 1,438										
	60cm	青緑		6147-11 1箱 1本 79,200 2,200		6147-21 1箱 1本 79,200 2,200								
	60cm x 4本	青緑		6165-13 1箱 1本 105,600 2,200		6165-23 1箱 1本 105,600 2,200								
	75cm	青緑		6124-11 1箱 1本 79,200 2,200										
3/8 CIRCLE 17 mm CV-15 	75cm	青緑				6057-31 1箱 1本 37,800 1,050								
1/2 CIRCLE 10 mm CV-20 	75cm	青緑			XX-2103 1箱 1本 97,200 2,700									
1/2 CIRCLE 13 mm CV-22 	75cm	青緑	6213-11 1箱 1本 34,500 958		6213-21 1箱 1本 34,500 958		6213-31 1箱 1本 34,500 958							
	D-Tach™ 45cm x 5本	青緑				6201-33 1箱 1本 42,500 708								
1/2 CIRCLE 13 mm CV-22 	75cm	青緑			6122-21 1箱 1本 54,000 1,500									
1/2 CIRCLE 17 mm CV-23 	75cm	青緑			6207-21 1箱 1本 31,600 877		6207-31 1箱 1本 31,600 877							
	D-Tach™ 60cm x 5本	青緑			XX-2112 1箱 1本 33,600 560		XX-2102 1箱 1本 33,600 560							
	D-Tach™ 45cm x 5本	青緑			XX-2109 1箱 1本 33,600 560									

②半ダース入
①1ダース入
②2ダース入
無印は3ダース入

D-Tach™引き抜き可能針
■この製品は在庫が無くなり次第販売中止となります。
□特注品のため、ご注文の際は在庫の確認をお願いします。








◆この製品については、ご注文の際、在庫の確認をお願い致します。
糸の太さ2-0, 0, 1はNewマクソンです。
販売は箱単位となります。

丸針	糸の長さ	色	糸の太さ														
			7-0	6-0	5-0		4-0		3-0	2-0	0	1	2				
1/2 CIRCLE 17 mm CV-23 	75cm	青緑			6149-21												
					1箱	1本	54,000	1,500									
	90cm	青緑					6134-31										
					1箱	1本	54,000	1,500									
1/2 CIRCLE 20 mm CV-24 	D-Tach™ 45cm x 5本	青緑					6219-33		6219-43								
					1箱	1本	30,500	508	1箱	1本	30,500	508					
	75cm	青緑			6217-21		6217-31		6217-41								
					1箱	1本	29,800	827	1箱	1本	29,800	827	1箱	1本	29,800	827	
1/2 CIRCLE 20 mm CV-24 	90cm	青緑					6221-31		6036-41								
					1箱	1本	50,400	1,400	1箱	1本	50,400	1,400					
1/2 CIRCLE 26 mm V-20 	75cm	青緑					6233-31		6233-41		6233-51						
					1箱	1本	26,800	744	1箱	1本	26,800	744	1箱	1本	26,800	744	
	D-Tach™ 45cm x 5本	青緑					6229-33		6229-43								
					1箱	1本	27,000	450	1箱	1本	27,000	450					
1/2 CIRCLE 26 mm V-20 	90cm	青緑					6235-31		6235-41								
					1箱	1本	42,600	1,183	1箱	1本	42,600	1,183					
1/2 CIRCLE 37 mm V-26 	75cm	青緑							6257-41		6257-51						
					1箱	1本	29,800	827	1箱	1本	29,800	827					

②半ダース入
①1ダース入
②2ダース入
無印は3ダース入

D-Tach™引き抜き可能針
■この製品は在庫が無くなり次第販売中止となります。
□特注品のため、ご注文の際は在庫の確認をお願いします。




◆この製品については、ご注文の際、在庫の確認をお願い致します。
糸の太さ2-0, 0, 1はNewマクソンです。
販売は箱単位となります。


丸針	糸の長さ	色	糸の太さ											
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2			
1/2 CIRCLE 37 mm  GS-21	75cm	青緑							6267-51	6267-61	6267-71			
										1箱 1本	1箱 1本	1箱 1本		
	90cm	青緑							6269-51					
									1箱 1本	1箱 1本	1箱 1本			
									31,300	869				
	D-Tach™ 45cm x 5本	青緑							6275-53 ^①	6275-63 ^①	6275-73 ^①			
									1箱 1本	1箱 1本	1箱 1本			
									35,000	583	35,000	583	35,000	583
1/2 CIRCLE 40 mm  GS-24	90cm	青緑								6287-61				
										1箱 1本	1箱 1本			
										29,700	825			
1/2 CIRCLE 48 mm  GS-25	D-Tach™ 45cm x 5本	青緑								6311-63 ^①				
										1箱 1本	1箱 1本			
										38,500	641			
5/8 CIRCLE 27 mm  GU-46	75cm	青緑								6403-51 [◆]				
										1箱 1本	1箱 1本			
										38,000	1,000			
直針 60 mm  ST	75cm	青緑								6237-41				
										1箱 1本	1箱 1本			
										56,600	1,572			
1/2 CIRCLE 40 mm  GS-24	75cm (150cmループ)	青緑								GMM-563L ^①				
										1箱 1本	1箱 1本			
										33,000	2,750			
1/2 CIRCLE 48 mm  GS-25	75cm (150cmループ)	青緑								GMM-634L ^①				
										1箱 1本	1箱 1本			
										36,000	3,000			

②半ダース入
①1ダース入
②2ダース入
無印は3ダース入

D-Tach™引き抜き可能針
■この製品は在庫が無くなり次第販売中止となります。
□特注品のため、ご注文の際は在庫の確認をお願いします。

◆この製品については、ご注文の際、在庫の確認をお願い致します。
糸の太さ2-0, 0, 1はNewマクソンです。
販売は箱単位となります。


プロテクトポイント™針	糸の長さ	色	糸の太さ										
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2		
1/2 CIRCLE 37 mm  BTP-1	D-Tach™ 45cm x 5本	青緑							XX-2104 ^①	GMMT-563-MG ^①			
									1箱 1本	1箱 1本			
									45,000 750	45,000 750			
	75cm	青緑								GMMT-761 [■]			
									1箱 1本	1箱 1本			
									35,300	980			
	90cm	青緑							GMMT-951	GMMT-961			
									1箱 1本	1箱 1本			
									35,300 980	35,300 980			
1/2 CIRCLE 48 mm  BTP-X	D-Tach™ 45cm x 5本	青緑								GMMT-541-MG ^①	GMMT-540-MG ^①		
										1箱 1本	1箱 1本	1箱 1本	1箱 1本
									48,900	815	48,900	815	
1/2 CIRCLE 48 mm  BTP-X 75cm (150cmループ)		青緑								GMMT-89L ^①	GMMT-90L ^①		
										1箱 1本	1箱 1本	1箱 1本	1箱 1本
									32,400	2,700	32,400	2,700	






プラントテーパーポイント針	糸の長さ	色	糸の太さ									
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
1/2 CIRCLE 48 mm  BGS-25	90cm	青緑								6061-63 ^①		
										1箱 1本	1箱 1本	
									20,000	1,666		

◎半ダース入
 ①1ダース入
 ②2ダース入
 無印は3ダース入

D-Tach™引き抜き可能針
 ■この製品は在庫が無くなり次第販売中止となります。
 □特注品のため、ご注文の際は在庫の確認をお願いします。

◆この製品については、ご注文の際、在庫の確認をお願い致します。
 糸の太さ2-0, 0, 1はNewマクソンです。
 販売は箱単位となります。

テーパーカッティング針	糸の長さ	色	糸の太さ											
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2			
1/2 CIRCLE 48 mm  KV-40 75cm (150cmループ)		青緑												
											GMM-806L ^①			
								1箱	1本					
								39,600	3,300					

逆三角針	糸の長さ	色	糸の太さ										
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2		
3/8 CIRCLE 12 mm  C-1	45cm	青緑			6605-21	6605-31							
			1箱	1本	1箱	1本							
					34,800	966	34,800	966					
3/8 CIRCLE 19 mm  C-13	45cm	無色				6608-31	6608-41						
			1箱	1本	1箱	1本							
						31,600	877	31,600	877				
3/8 CIRCLE 24 mm  C-14	75cm	青緑					6641-41	6641-51					
			1箱	1本	1箱	1本							
							36,300	1,008	36,300	1,008			
1/2 CIRCLE 20mm  C-27	45cm	青緑					6059-41						
			1箱	1本									
							43,200	1,200					
1/2 CIRCLE 26 mm  GS-10	75cm	青緑						6745-51					
		1箱	1本										
								31,600	877				
1/2 CIRCLE 26 mm  GS-10	75cm	無色						6744-41	6744-51				
		1箱	1本	1箱	1本								
								31,600	877	31,600	877		
1/2 CIRCLE 37 mm  GS-11	75cm	青緑							6755-51	6755-61			
			1箱	1本	1箱	1本							
									36,200	1,005	36,200	1,005	

②半ダース入
 ①1ダース入
 ②2ダース入
 無印は3ダース入

D-Tach™引き抜き可能針
 ■この製品は在庫が無くなり次第販売中止となります。
 □特注品のため、ご注文の際は在庫の確認をお願いします。

◆この製品については、ご注文の際、在庫の確認をお願い致します。
 糸の太さ2-0, 0, 1はNewマクソンです。
 販売は箱単位となります。

コスメティック逆三角針	糸の長さ	色	糸の太さ									
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
3/8 CIRCLE 11 mm  P-10	45cm	無色		6532-11	6532-21							
			1箱	1本	1箱	1本	69,400	1,927	69,400	1,927		
3/8 CIRCLE 13 mm  P-13	45cm	無色			SMM-5526	SMM-5536						
			1箱	1本	1箱	1本	69,400	1,927	69,400	1,927		
3/8 CIRCLE 19 mm  P-12	45cm	無色				SMM-5043	SMM-5044					
			1箱	1本	1箱	1本	78,600	2,183	78,600	2,183		
1/2 CIRCLE 9 mm  P-21	45cm	無色		XX-2110	XX-2108							
			1箱	1本	1箱	1本	69,500	1,930	69,500	1,930		
1/2 CIRCLE 13 mm  P-22	45cm	無色			XX-2106	XX-2107						
			1箱	1本	1箱	1本	23,160	1,930	23,160	1,930		
1/2 CIRCLE 16 mm  P-24	45cm	無色				SMM-5831						
			1箱	1本	69,500	1,930						

針なし	糸の長さ	色	糸の太さ											
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2			
プレカット (切糸)	45cm x 3本	青緑					6007-41	6007-51						
							1箱	1本	1箱	1本	32,300	299	32,300	299
	45cm x 5本	青緑						6015-53	6015-63					
							1箱	1本	1箱	1本	19,800	330	19,800	330

◎半ダース入
 ①1ダース入
 ②2ダース入
 無印は3ダース入

D-Tach™引き抜き可能針
 ■この製品は在庫が無くなり次第販売中止となります。
 □特注品のため、ご注文の際は在庫の確認をお願いします。
 ◎ストレートパック

◆この製品については、ご注文の際、在庫の確認をお願い致します。
 糸の太さ2-0, 0, 1はNewマクソンです。
 販売は箱単位となります。