



**COVIDIEN**

*positive results for life™*



**Maxon™**

Monofilament Synthetic Absorbable Suture



**[ The Strength and Flexibility ]**

■ 長期間の強度維持と速やかな吸収を両立しています。



東京都立産業技術研究所試験結果による  
17産技管墨依 第45号, 第45-2号

- 細菌などが入り込まないモノフィラメント構造
- 滑らかな表面による少ない組織損傷
- コーティング技術Nu Coat™により持続する針の切れ味
- 太いサイズでも柔らかく扱いやすい
- 組織を十分保持した後、約180日で速やかに吸収されます。

Maxon™ Information

- 糸の太さ  
7-0~1 U.S.P.
- 色：青緑、無色
- 針なし縫合糸  
プレカット (切糸)

- 針つき縫合糸  
丸針  
プロテクトポイント針  
テーパーカッティング針  
コスメティック逆三角針  
逆三角針  
ブランドテーパーポイント針

- 成分：ポリグリコネート
- 分解：加水分解
- 吸収日数：約180日
- 抗張強度：2週目 75%  
4週目 50%  
6週目 25%



ご使用に際しては、  
添付文書を必ず  
お読み下さい。



再使用はできません。



※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。  
許可なく本カタログの内容の一部または全部の複製、転載を禁じます。

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び  
“positive results for life”はCovidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
© 2010 Covidien

販売名：マクソン  
医療機器承認番号：161008ZY01247000

製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社

サージカルデバイス事業部

本 社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

東日本 TEL：0120-58-2294

西日本 TEL：0120-54-2356

FAX：03-5717-1249