

**COVIDIEN**

*positive results for life™*


**Parietex™**

パリテックス™メッシュ


[ patient-inspired, technology-driven. ]

# パリテックス™メッシュ

## 拡大写真



2D編み TEC/TECT



3D編み TET/TECT

## 親水性


線維芽細胞の増殖・定着を促進させ、メッシュ内へ早期に生体組織を成長させます。

## マルチフィラメント

メッシュ繊維間に線維芽細胞が増殖する事により、速く安定した組織形成を実現させます。

## 高い多孔性


ニット（編み）製法により、多孔率が上がり高い組織結合力が得られます。

	スタンダードメッシュ3D		
	注文番号	サイズ	1箱入数
	TET1309	13x9cm	1枚/箱
	TET1510	15x10cm	1枚/箱
TET1515	15x15cm	1枚/箱	

償還区分：繊維布・ヘルニア・一般

	アナトミカルメッシュ				
	注文番号	サイズ		1箱入数	
	TECT1309AL	Mサイズ	13x 9cm	左用	1枚/箱
	TECT1309AR	Mサイズ	13x 9cm	右用	1枚/箱
	TECT1510AL	Lサイズ	15x10cm	左用	1枚/箱
	TECT1510AR	Lサイズ	15x10cm	右用	1枚/箱
	TECT1612AL	XLサイズ	16x12cm	左用	1枚/箱
TECT1612AR	XLサイズ	16x12cm	右用	1枚/箱	

償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加

	フォールディングメッシュ		
	注文番号	サイズ	1箱入数
TEC1410P5	14x10cm	1枚/箱	

償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び  
“positive results for life”はCovidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
© 2014 Covidien



※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。  
許可なく本カタログの内容の一部または全部の複製、転載を禁じます。

販売名：パリテックス  
医療機器承認番号：22000BZX01105000  
クラス：Ⅲ

製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社  
サージカルソリューション事業部

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

TEL : 03-5717-1240 FAX : 03-5717-1249