


OPTIMUM SOLUTION




Valleylab™ サクションコアギュレーター

Medtronic

口腔内熱傷のリスクを低減します。

クールゾーンが従来の弊社製品と比較してシャフトの温度上昇を抑え、口腔内の熱傷の可能性を低減します。



ORDERING INFORMATION

| 製品コード | サイズ (Fr) | 長さ (cm) | 発注単位 |
|---------|----------|---------|---------|
| E26086* | 8 | 約15 cm | 25本 / 箱 |
| E3310 | 10 | 約15 cm | 25本 / 箱 |
| E3305 | 12 | 約15 cm | 25本 / 箱 |

* E26086 はクールゾーンの加工はされていません。

仕様

出力方法

フットスイッチ、ハンドスイッチ両方（接続コード：3m）

吸引のコントロール

ハンドルの通気口を指で押さえて調節

チューブの絶縁

ポリオレフィン

吸引チューブ

直径9.5mmのサクションチューブをハンドル最後方の接続口に接続

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
クラス：Ⅱ

ct-he-ea-suct(01)
1711.pdf.cry