


VALLEYLAB BLUE



ForceTriVerse™ モノポーラハンドピース

Medtronic

Valleylab™ Generatorの能力を最大限に引き出します。

Valleylab™ モード

止血力をもちながらスムーズな切開を実現し、剥離操作やリンパ節郭清にも適したモードです。

凝固と切開の最適な組み合わせで、低い出力で使用でき、コアグモードに比べメス先のひっかかりや熱の広がりを抑え、スムーズな切開が行えます。¹

1. Based on internal test report #R0055801, Ex-vivo monopolar performance of Valleylab™ ForceTriad™ and Valleylab™ FT10 energy platforms. 2017

4つのモードを出力可能

- カット
- コアグ ファルギュレート
- コアグ スプレー
- Valleylab™ モード

スライドパワーコントロール

ForceTriVerse™ を使用することにより、術者は手元で出力コントロールができます。

Edge™ コーティング電極が標準装備

人間工学にかなったノンスリップデザイン

Valleylab™ FT10エネルギープラットフォーム、 又はForce Triad™ エネルギープラットフォームで接続使用が可能



ORDERING INFORMATION

製品コード	製品名	発注単位
FT3000	ForceTriVerse™モノポーラハンドピース (3mコード)	1本

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名: Valleylab FT10エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号: 22800BZX00157000

クラス: III

販売名: ForceTriadエネルギープラットフォーム

医療機器承認番号: 21900BZX00853000

クラス: III