


市場初の
コードレス超音波凝固切開装置



Sonicision™

Medtronic



CORDLESS

コードレスなので、取り回しが簡単でストレスを軽減できます。

INTUITIVE

1つのボタンで2つのモードを出力可能なため、常に術野に集中することができます。

EFFICIENT

簡単に素早いセットアップが可能です。

仕様

Sonicision™ ダイセクタ

- 単回使用
- 5mm径
- アクティブブレードの長さ 14.5mm
- デュアルモードボタン（低出力/高出力）

Sonicision™ ジェネレータ

- 最大100回まで滅菌して使用可能
- 低温過酸化水素ガスプラズマ滅菌又は過酸化水素ガス滅菌で安全に滅菌可能
- インジケータでデバイスの状態が確認可能

Sonicision™ バッテリーパック

- 最大100回まで滅菌して使用可能
- リチウムイオンバッテリー採用
- 低温過酸化水素ガスプラズマ滅菌又は過酸化水素ガス滅菌で安全に滅菌可能

ORDERING INFORMATION

製品コード	製品名	発注単位
SCD13	Sonicision™ダイセクタ13cm ※トルクレンチ1個同梱	1本 / 箱
SCD26	Sonicision™ダイセクタ26cm ※トルクレンチ1個同梱	1本 / 箱
SCD391	Sonicision™ダイセクタ39cm ※トルクレンチ1個同梱	1本 / 箱
SCD48	Sonicision™ダイセクタ48cm ※トルクレンチ1個同梱	1本 / 箱
SCG	Sonicision™ジェネレータ	1個 / 箱
SCB	Sonicision™バッテリーパック	1個 / 箱
CBC	Sonicision™バッテリーチャージャ	1個 / 箱
SCT12	Sonicision™トルクレンチ	12個 / 箱
SCST1	Sonicision™滅菌トレイ	1個 / 箱

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名: Sonicisionコードレスシステム
医療機器承認番号: 22500BZX00162000
クラス: III

ct-vd-us-soni(01)
1704.pdf.cry