


GOOSE NECK™ SNARES



NITINOL SHAFT for durability and kink resistance

- 弾力性と形状記憶に優れたニチノールの特性を活かしたキンクレジスタンス仕様です。
- 異物の回収やカテーテルのマニピュレーションに適したシャフトです。

90° SNARE LOOP remains coaxial to the lumen

- スネアループはカテーテルに対して90度に出ます。
- スネアループは管腔に対してコアキシャルとなり異物の回収を容易にします。

GOLD TUNGSTEN COILS for enhanced visualization

- ゴールドタングステンは透視下で見やすく捕獲を向上させます。

WIDE VARIETY OF SIZES for optimal fit

- 様々な血管にフィットするようサイズが揃えられています。
- 目標部位に最適なサイズを選べると、回収がより簡単にできます。

Goose Neck™ Snares

ORDERING INFORMATION

カタログ番号	ループ外径	スネア外径	スネア全長	スネアカテーテル外径	スネアカテーテル全長
--------	-------	-------	-------	------------	------------

アンブラッツ グースネック™ スネア

GN500	5mm	0.96mm	120cm	4Fr	102cm
GN1000	10mm	0.96mm	120cm	4Fr	102cm
GN1500	15mm	1.32mm	120cm	6Fr	102cm
GN2500	25mm	1.32mm	120cm	6Fr	102cm
GN3500	35mm	1.32mm	120cm	6Fr	102cm

販売名:アンブラッツ グース ネット スネア

医療機器承認番号:20400BZY00112000

特定保険医療材料区分:血管内手術用カテーテル / 血管内異物除去用カテーテル / 大血管用

アンブラッツ グースネック™ スネア(マイクロ)

SK200	2mm	0.46mm	175cm	2.3~3Fr	150cm
SK400	4mm	0.46mm	175cm	2.3~3Fr	150cm
SK700	7mm	0.46mm	175cm	2.3~3Fr	150cm

販売名:アンブラッツ グース ネット スネア

医療機器承認番号:20400BZY00112000

特定保険医療材料区分:血管内手術用カテーテル / 血管内異物除去用カテーテル / 細血管用

Medtronic

日本メドトロニック株式会社

コヴィディエンジャパン株式会社

ペリフェラルバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel:03-6776-0014

カスタマーサポートセンター
Tel:03-6774-4617

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。